




FABRICANTE DE EQUIPOS DE LABORATORIO



Distribuido por :

Diagnóstica Carfel

E-33 Estufa de bacteriología Control análogo o digital



Estructura metálica compuesta de doble cuerpo exterior terminado en pintura esmalte interior en Acero Inoxidable tipo 304.

E-41 Estufa de bacteriología Control análogo o digital

Estructura metálica compuesta de doble cuerpo exterior terminado en pintura esmalte interior en Acero Inoxidable tipo 304.



EECP Estuche esterilizador de cajas Petri



*Estuche ideal para la esterilización
de cajas petri dentro del
laboratorio, clínicas, hospitales.*

EEPP Estuche esterilizador de pipetas

*Estuche para esterilizar
pipetas muy utilizable en
laboratorios, clínicas y
hospitales.*



H-33 Horno de secado de laboratorio control análogo o digital



*Estructura metálica compuesta
de doble cuerpo exterior
terminado en pintura esmalte
interior en Acero Inoxidable tipo
304, dos puertas, una interior
de vidrio termotemplado y
exterior metálica*

H-41 Horno de secado de laboratorio control análogo o digital

*Estructura metálica
compuesta de doble
cuerpo exterior terminado
en pintura esmalte interior
en Acero Inoxidable tipo
304, dos puertas, una
interior de vidrio
termotemplado y exterior
metálica*



HCF-41 Horno para secar y esterilizar con convección forzada



*Estructura metálica compuesta
de doble cuerpo exterior
terminado en pintura esmalte
interior en Acero Inoxidable tipo
304, dos puertas, una interior
de vidrio termotemplado y
exterior metálica.*

HCF-48 Horno para secar y esterilizar con convección forzada

*Estructura metálica
compuesta de doble
cuerpo exterior
terminado en pintura
esmalte interior en
Acero Inoxidable tipo
304, dos puertas, una
interior de vidrio
termotemplado y
exterior metálica.*



Baño maría de 8L. RIOSSA



Baño de agua de 8L.

Control de temperatura hidráulico.
Interior y tapa de acero inoxidable 304.

Temperatura de ambiente +5 a 60°C.

Medidas internas: 30cm de ancho x
40cm de fondo x 20cm de alto.

Se suministra con 5 gradillas con
capacidad para 20 tubos de hasta
13mm de diámetro cada una.

El termómetro se vende por
separado.

Alimentación eléctrica: 127V; 50/60Hz

Baño maría de 3L. RIOSSA

Baño de agua de 3L.

Control de temperatura hidráulico.

Interior y tapa de acero inoxidable 304.


Temperatura de ambiente +5 a 60°C.

Medidas internas: 11cm de ancho x
24cm de fondo x 14cm de alto.

Se suministra con 2 gradillas con
capacidad para 20 tubos de hasta
13mm de diámetro cada una.

El termómetro se vende por separado.

Alimentación eléctrica: 127V; 50/60Hz.



Distribuido por :

Diagnóstica Carfel