




Catálogo de productos 2023

Pruebas rápidas de diagnóstico



Pruebas rápidas para la detección de drogas

PRUEBA MULTIDROGAS EN PANEL



Opción de
agregar
tiras de
adulteración

Realiza más pruebas antidoping en menos tiempo con nuestra tecnología One Second

PRODUCTOS DE LÍNEA

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACIÓN
P031	Panel de 3 Parámetros (THC/COC/MET)	Caja con 25 piezas
P051	Panel de 5 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI)	
P061	Panel de 6 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI/BZO)	

Cada panel de tiras reactivas está sellado herméticamente evitando el contacto con agentes contaminantes, logrando resultados precisos y confiables en menos de 1 minuto.



Solo necesita 1 segundo de contacto en la muestra.



Plástico de alta calidad, no hay infiltración en las tiras reactivas.



Segura, rápida y fácil de usar.

COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA EL DROGAJE Y EL TRÁFICO





Opción de agregar
tiras de adulteración

Cartucho
herméticamente
sellado

Tiras reactivas
con mínima
exposición



ONESECOND
TECHNOLOGY

Personaliza tus pruebas

REACTIVOS EN TIRA DE ADULTERACIÓN

Optimiza los resultados añadiendo tiras de detección de adulteración

Creatinina

pH

Oxidantes/PCC
(clorocromato de piridinio)

Nitrito

Gravedad específica

Glutaraldehído

PARÁMETROS A ELEGIR

Capacidad de detectar desde 1 hasta 16 tipos de drogas simultáneamente.

AMP	Anfetamina	ETG FEN K2	Etil Glucurónido	OPI	Opiáceos	Oxicodona
BAR	Barbitúricos	MDMA	Norfentanilo	OXY	Fenciclidina	Propoxifeno
BUP	Buprenorfina	MET/MAMP	Marihuana Sintética	PCP	Antidepresivos Tricíclicos	
BZO	Benzodiacepinas	MTD	Éxtasis	PPX	Marihuana	Tramadol
COC	Cocaína Cotinina	MOR/MOP	Metanfetaminas	TCA		
COT	Metabolito de metadona		Metadona	THC		
EDDP			Morfina	TRA		

FASTLINE

PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO

Una marca de
provisiongroup
HABLEMOS DE RESULTADOS

La alternativa de antidoping que estabas esperando.



Calidad y resultados precisos al precio ideal

La prueba de drogas Multi-dip es un inmunoensayo visual rápido para la detección cualitativa y presunta de cualquier combinación de drogas de abuso y metabolitos de droga en muestras de orina humana.



Permite evaluar de 2 hasta 16 drogas de forma simultánea.



Registro Sanitario COFEPRIS.

No. 1873R2021 SSA



Resultados en 2 minutos.

PRODUCTOS DE LÍNEA

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACIÓN
2-FL-P031	Panel de 3 Parámetros (THC/COC/MET)	Caja con 25
2-FL-P051	Panel de 5 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI)	Caja con 25
2-FL-P061	Panel de 6 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI/BZO)	Caja con 25



Personaliza tus pruebas

REACTIVOS EN TIRAS DE ADULTERACIÓN

Optimiza los resultados añadiendo tiras de detección de adulteración. Las tiras de prueba de adulteración de orina están diseñadas para ayudar en la determinación de muestras anormales.

Creatinina

pH

Oxidantes /PCC

Nitrito

Gravedad específica

Glutaraldehído

PARÁMETROS A ELEGIR

Elige entre 29 parámetros

Capacidad de detectar desde 1 hasta 16 tipos de drogas simultáneamente.

Parámetro	Droga	Corte (ng/mL)
6-MAM	Heroína Acetaminofén	10
ACE	Anfetamina Barbitúricos	5,000
AMP	Buprenorfina	1,000 /500/300
BAR	Benzodiacepinas Cocaína	300 /200
BUP	Cotina Metabolito de	10/5
BZO	metadona Etil	500/ 300 /200/100
COC	Glucurónido Fentanilo	300 /200/150/100
COT	Hidromorfona Marihuana	600/300/200
EDDP	Sintética Ketamina	300/100
ETG	Dietilamida de Ácido Lisérgico	500
FYL		20/10
HMO		250
K2		50
KET		1,000/300
LSD		50

Parámetro	Droga	Corte (ng/mL)
MDMA	Metilendioximetanfetamina	1,000/500
MET	Metanfetamina	1,000 /500/300
MOP	Morfina	300 /200/100
MPD	Metilfenidato	1,000/300
MQL	Metacualona	300
MTD	Metadona	300/200
OPI	Opiáceos	2,000 /1,000
OXY	Oxicodona	300/100
PCP	Fenciclidina	25
PPX	Propoxifeno	300
TCA	Antidepresivos Triciclicos	1,000
THC	Marihuana	300/200/150/ 50 /25
TML	Tramadol	300/100
ZOL	Zolpidem	50

Nota: Los cortes destacados son los comunmente utilizados en México.

**Fastline, la alternativa de antidoping que
estabas esperando.**



| Vaso todo en uno



| Resultados visibles desde el 1er minuto



| Segura, fácil de usar y fácil de leer



| Etiqueta de seguridad



| Fabricado en Estados Unidos



| Tira de adulteración (Opcional)



| Termómetro integrado

PRODUCTOS DE LÍNEA

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACIÓN
2-PG-V51	Vaso Multidrogras - 5 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI)	Caja con 25 vasos
2-PG-V61	Vaso Multidrogras - 6 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI/BZO)	



Vaso Multidrogras



Vaso
Multidrogas



Personaliza tus pruebas

REACTIVOS EN TIRAS DE ADULTERACIÓN

Optimiza los resultados añadiendo tiras de adulteración.

Creatinina	pH	Oxidantes /PCC (clorocromato de piridinio)
Nitrito	Gravedad específica	Glutaraldehído

PARÁMETROS A ELEGIR

Capacidad de detectar desde 1 hasta 16 drogas simultáneamente.

AMP	Anfetamina	ETG FEN K2	Etil Glucurónido	OPI	Opiáceos	Oxicodona
BAR	Barbitúricos	MDMA	Norfentanilo	OXY	Fenciclidina	Propoxifeno
BUP	Buprenorfina	MET/MAMP	Marihuana Sintética	PCP	Antidepresivos Tricíclicos	
BZO	Benzodiacepinas	MTD	Éxtasis	PPX	Marihuana	Tramadol
COC	Cocaína Cotinina	MOR/MOP	Metanfetaminas	TCA		
COT	Metabolito de metadona		Metadona	THC		
EDDP			Morfina	TRA		

FASTLINE

PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO

Una marca de
provisiongroup
HABLEMOS DE RESULTADOS

La alternativa de antidoping que estabas esperando.



Calidad y resultados precisos al precio ideal

Los Vasos de Prueba de Múltiples Drogas son un inmunoensayo basado en el principio de prueba de unión competitiva. Las drogas que pueden estar presentes en el espécimen de la orina compiten contra el conjugado de la droga por sitios de unión del anticuerpo.



Permite evaluar de 2 hasta 16 drogas de forma simultánea.



Registro Sanitario COFEPRIS.

No. 1874R2021 SSA



Resultados en 2 minutos.

PRODUCTOS DE LÍNEA

CÓDIGO	NOMBRE	PRESENTACIÓN
2-FL-V51	Vaso Multidrogras - 5 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI)	Caja con 25
2-FL-V61	Vaso Multidrogras - 6 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI/BZO)	Caja con 25



Personaliza tus pruebas

REACTIVOS EN TIRAS DE ADULTERACIÓN

Optimiza los resultados añadiendo tiras de detección de adulteración. Las tiras de prueba de adulteración de orina están diseñadas para ayudar en la determinación de muestras anormales.

Creatinina

pH

Oxidantes /PCC

Nitrito

Gravedad específica

Glutaraldehído

PARÁMETROS A ELEGIR

Elige entre 29 parámetros

Capacidad de detectar desde 1 hasta 16 tipos de drogas simultáneamente.

Parámetro	Droga	Corte (ng/mL)
6-MAM	Heroína Acetaminofén	10
ACE	Anfetamina Barbitúricos	5,000
AMP	Buprenorfina	1,000 /500/300
BAR	Benzodiacepinas Cocaína	300 /200
BUP	Cotina Metabolito de	10/5
BZO	metadona Etil	500/ 300 /200/100
COC	Glucurónido Fentanilo	300 /200/150/100
COT	Hidromorfona Marihuana	600/300/200
EDDP	Sintética Ketamina	300/100
ETG	Dietilamida de Ácido Lisérgico	500
FYL		20/10
HMO		250
K2		50
KET		1,000/300
LSD		50

Parámetro	Droga	Corte (ng/mL)
MDMA	Metilendioximetanfetamina	1,000/500
MET	Metanfetamina	1,000 /500/300
MOP	Morfina	300 /200/100
MPD	Metilfenidato	1,000/300
MQL	Metacualona	300
MTD	Metadona	300/200
OPI	Opiáceos	2,000 /1,000
OXY	Oxicodona	300/100
PCP	Fenciclidina	25
PPX	Propoxifeno	300
TCA	Antidepresivos Triciclicos	1,000
THC	Marihuana	300/200/150/ 50 /25
TML	Tramadol	300/100
ZOL	Zolpidem	50

Nota: Los cortes destacados son los comunmente utilizados en México.

Fastline, la alternativa de antidoping que estabas esperando.



iSplit-Cup



**Opción con tira
de adulteración*

LA PRUEBA DE DROGAS MÁS RÁPIDA DEL MERCADO

Se pueden observar resultados negativos
en menos de un minuto.

LARGA ESTABILIDAD DE LA LÍNEA DE PRUEBA

Resultados estables por hasta 60 minutos.



Vaso Multidrogas de hasta 18 parametros
antiderrames.

No requiere de tubos de recolección de
muestra de orina.


No requiere de manejo ni desecho de objetos
punzocortantes.

El diseño innovador reserva una muestra
inalterada sin pasos adicionales.

Reduce el espacio de almacenamiento
necesario para las muestras retenidas



iSplit-Cup



PRODUCTOS DE LÍNEA

NOMBRE

Vaso iSplitCup - 5 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI)

Vaso iSplitCup - 5 Parámetros (THC/COC/AMP/MET/OPI)

PRESENTACIÓN

Caja con 25 vasos

PARÁMETROS A ELEGIR

Capacidad de detectar desde 1 hasta 16 drogas simultáneamente.

AMP	Anfetamina	ETG FEN K2	Etil Glucurónico	OPI	Opiáceos	Oxicodona
BAR	Barbitúricos	MDMA	Norfentanilo	OXY	Fenciclidina	Propoxifeno
BUP	Buprenorfina	MET/MAMP	Marihuana Sintética	PCP	Antidepresivos Tricíclicos	
BZO	Benzodiacepinas	MTD	Éxtasis	PPX	Marihuana	Tramadol
COC	Cocaína Cotinina	MOR/MOP	Metanfetaminas	TCA		
COT	Metabolito de metadona		Metadona	THC		
EDDP			Morfina	TRA		

TIRA REACTIVA INDIVIDUAL

Para la detección de drogas



Detecta el consumo de drogas de abuso por medio de la orina humana con nuestras tiras reactivas individuales.

1 caja contiene 50 tiras reactivas individuales.

Elige entre 21 parámetros

AMP Anfetamina	ETG FEN K2 Etil Glucurónido	OPI Opiáceos Oxicodona
BAR Barbitúricos	MDMA MET Norfentanilo	OXY Fenciclidina Propoxifeno
BUP Buprenorfina	MTD Marihuana Sintética	PCP Antidepresivos Tricíclicos
BZO Benzodiacepinas	MOR/MOP/ Éxtasis	PPX Marihuana Tramadol
COC Cocaína Cotinina	OPI300 Metanfetaminas	TCA
COT Metabolito de metadona	Metadona	THC
EDDP	Morfina	TRA

¡Convierte tu tira reactiva en panel!



Ahora puedes ordenar paneles de **1 solo parámetro**.



1 caja contiene 25 paneles individuales

Sólo necesita 1 segundo de contacto con la muestra.

Plástico de alta calidad, no hay infiltración en las tiras.

Segura, rápida y fácil de usar



Pruebas rápidas de embarazo

PRUEBA DE EMBARAZO

Disponible en tira
o casete



Prueba combo

1 Caja en presentación de tira incluye 50 piezas.
1 Caja en presentación de casete incluye 40 piezas.

- Dispositivos de prueba empaquetados individualmente
- 1 Pipeta de transferencia por cada dispositivo (Únicamente con prueba de casete)
- Instrucciones de Uso

Obtén resultados
precisos en
menos de 

La Prueba de Embarazo hCG es un inmunoensayo visual rápido para la detección cualitativa y presuntiva de Gonadotropina Coriónica humana en muestras de orina o suero humano.


Precisión y rapidez

Sensibilidad del 99.9% / 20 mUI / ml

Especificidad del 99.9%

**¡Tecnología precisa
en manos de los expertos!**

Certificada por:  **COFEPRIS**
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA FALSIFICACIONES



Prueba para la detección de Hepatitis B

PRUEBA RÁPIDA EN CASETE PARA LA DETECCIÓN DE HEPATITIS B



Prueba Rápida de HBsAg

La Prueba Rápida de HBsAg ProVision en Casete es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del antígeno de superficie de la Hepatitis B (HBsAg) en sangre total, suero o plasma, para la ayuda en el diagnóstico de Hepatitis B. En una infección típica de Hepatitis B, el HBsAg será detectado 2 ó 4 semanas antes que los niveles de ALT lleguen a ser anormales y 3 ó 5 semanas antes que los síntomas o ictericia se desarrollen.

Detecta en **sangre, suero y plasma**

Registro Sanitario No. 1260R2022 SSA

**Resultados
en solo** 

Sensibilidad

99.9%

En muestras de sangre total

Especificidad

99.3%

En muestras de sangre total

Precisión

99.6%

En muestras de sangre total

CÓDIGO

NOMBRE

PRESENTACIÓN

1-PG-T

Prueba Rápida de HBsAg PROVISION en Casete (sangre total/suero/plasma)

Caja con 25

Una caja incluye:

- 25 pruebas en casete
- 1 Buffer de extracción
- 25 Pipetas cuentagotas
- 1 Inserto



Prueba para la detección de VIH

PRUEBA RÁPIDA

INMUNOCROMATOGRÁFICA DE VIH 1/2

 **provisiongroup**
HABLEMOS DE RESULTADOS



Prueba Rápida Inmunocromatográfica de VIH 1/2 PROVISION

Es una prueba rápida para detectar cualitativamente la presencia de anticuerpos de VIH tipo 1 y/o tipo 2, en muestras de sangre total, suero o plasma humanas.

Detecta en **sangre, suero y plasma**

Registro Sanitario No. 0372R2023 SSA

**Resultados
en solo**  **10 min.**

CÓDIGO

NOMBRE

PRESENTACIÓN

5-PG-VIH

Prueba Rápida Inmunocromatográfica de VIH 1/2
PROVISION (sangre total/suero/plasma)

Caja con 25

Una caja incluye:

- 25 pruebas en casete
- 25 Pipetas cuentagotas
- 1 Bu er de extracción
- 1 Inserto



Alcoholimetría





Alcovisor

Alcoholímetro de línea profesional

Grado policial

¡El más avanzado del mercado!

CARACTERÍSTICAS

- Sistema android 5.1
- Pantalla táctil
- Impresora térmica integrada
- GPS
- Cámara de 5 mpx con ángulo de 120 grados
- Memoria para 100,000 resultados
- Las boquillas pueden ser expulsadas automáticamente
- Resultados cualitativos (pasivos) y cuantitativos (activos)

INCLUYE

- Cargador de batería
- Cable para descarga de datos
- Cargador para carro
- 2 baterías recargables

- 6 rollos de papel térmico
- Funda protectora
- Estuche rígido a prueba de agua
- 105 boquillas



Certificado por:



TUV NORD

CÓDIGO

3-AV-JPX

NOMBRE

Alcoholímetro Alcovisor Jupiter X



Alcovisor



DETALLES TÉCNICOS

Sensor	Celda de combustible
Sistema operativo	Android 5.1
Comunicación Inhalámbtrica	3G, WiFi
Temperatura de Operación	-10°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C a 70°C
Tamaño	21.2cm x 8cm x 3.6cm
Peso	423g incluyendo batería
Batería	Recargable de 7.4V 2000 mAh NI-MH
Carga de batería	700 pruebas sin impresora 250 pruebas con impresora
Tiempo de respuesta	5 segundos
Pantalla	Táctil a color, TFT de 4.3"
Sistema de muestreo	Toma una muestra de aire automático o manual

Carga alterna	Adaptador de carro de 12v o adaptador de pared de 6v
Cámara	5 megapíxeles con lente de 120 grados de ángulo
Impresora	Térmica integrada
Rango de detección	0.00% BAC a 0.40% BAC
Precisión	0 - 0.10% BrAC +/- 5% 0.10 - 0.15% BrAC +/- 8% >0.15% +/- 10%
Unidades de medida	BrAC: mg/L BAC: grm%, mg/mL, mg/100ml 100,000 pruebas incluyendo la información introducida +/- 5M
Memoria	
GPS	USB
Puerto de conexión	SI
Ingreso de datos	1 año
Garantía	Boquillas paquete con 100 pzas Calibración
Extras	Rollo de papel térmico

OFICINA CENTRAL TIJUANA

Av. Privada Santa Fe 3113 - A2 Frente Vía
Oriente Mineral de Santa Fe,
C.P. 22416 Tijuana, B.C.
☎ 664 687 1745

CEDIS CIUDAD DE MÉXICO

Av. Cuauhtémoc 1135
Letrán Valle Benito Juárez, C.P. 03650,
Ciudad de México, CDMX.
☎ 55 5548 9575

OFICINA GUADALAJARA

Av. D #627, Ecológica Seattle, 45150
Zapopan, Jal.
☎ 332 265 4054 y 55

🌐 provisiongroup.mx

✉ info@provisiongroup.mx

Encuétranos en



Alcovisor

Alcoholímetro de línea profesional

Grado policial

CARACTERÍSTICAS

- Sensor: celda de combustible
- Pantalla táctil de 2.4
- Memoria para 16,000 pruebas incluyendo la información introducida
- Trabaja con 4 baterías AA
- Puerto de conexión USB
- La boquilla puede ser expulsada automáticamente
- Funciona con y sin boquilla (Test Cualitativo y Cuantitativo)
- Garantía de 1 año

DISPONIBLE CON Y SIN IMPRESORA

Equipo sin impresora

Incluye: Equipo, estuche, funda, 5 boquillas, copa de muestreo pasivo, cable USB, conectores de alimentación externa.

Equipo con impresora

Impresora térmica inalámbrica Bluetooth

Incluye: Impresora con batería recargable, estuche, 5 boquillas, una copa de muestreo pasivo, cable para descarga de datos, cargador para carro, 2 rollos de papel térmico.



CÓDIGO

3-AV-ME

NOMBRE

Alcoholímetro Alcovisor Mercury

3-AV-ME-P

Alcoholímetro Alcovisor Mercury con impresora

Certificado por:





Alcovisor



DETALLES TÉCNICOS

Sensor	Celda de combustible
Temperatura de Operación	- 10°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	- 25°C a 70°C
Tamaño	14.5 cm x 6.6 cm x 3.3 cm
Peso	160 g sin baterías
Batería	4 Baterías AA
Duración de batería	3,000 pruebas
Pantalla	TFT LCD táctil de 2.4" a color
Carga alterna	Adaptador de carro de 12v o adaptador de pared de 6v
Rango de detección	0.00% BAC a 0.45% BAC
Precisión	0% a 0.10% BAC; +/- 5%

Memoria	16,000 pruebas incluyendo la información introducida
GPS	Opcional
Puerto de conexión	Entrada Mini USB con salida USB
Ingreso de datos	SI
Garantía	1 año
Adicional	Reloj en tiempo real
Sistema de muestreo	Toma una muestra de aire automático o manual
Unidades de medida	BrAC: mg/L BAC: grm%, mg/mL, mg/100ml
Extras	Boquillas, paquete con 100 piezas Calibración Rollo de papel térmico



Alcovisor

Alcoholímetro de línea profesional

Grado policial



CARACTERÍSTICAS

- Sensor: celda de combustible
- Memoria para 2,000 pruebas incluyendo la información introducida
- Funciona con y sin boquilla
- (Test Cualitativo y Cuantitativo)
- Muestra los resultados de medición
- Garantía de 1 año
- Utiliza 4 baterías AAA

DISPONIBLE CON Y SIN IMPRESORA

Equipo sin impresora

Incluye: Equipo, estuche y 5 boquillas

Equipo con impresora

Impresora térmica con conexión micro USB

Incluye: Equipo, estuche rígido, 5 boquillas, impresora con batería recargable, cargador, 2 rollos de papel térmico.

Certificado por:



CÓDIGO

3-AV-MK

NOMBRE

Alcoholímetro Alcovisor Mark V

3-AV-MK-P

Alcoholímetro Alcovisor Mark V con impresora

ALCOHOLÍMETRO MARK V



Alcovisor



DETALLES TÉCNICOS

Sensor	Celda de combustible	Rango de detección	0.000 mg/L a 3.000 mg/L
Temperatura de Operación	-10°C a 50°C	Precisión	0 a 0.100% BrAC +/- 0.05% 0.100 a 0.200% BrAC +/- 5% > 0.200% BrAC +/-10%
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 70°C	Sistema de muestreo	Toma una muestra de aire automático o manual
Humedad de almacenamiento	No mayor a 95%	Unidades de medida	BrAC: mg/L BAC: grm%, mg/mL, mg/100ml
Tamaño	15 cm x 7 cm x 3,5 cm	Memoria	2,000 pruebas
Peso	169 g sin baterías	Puerto de conexión	Entrada Mini USB con salida USB
Batería	4 Baterías AAA	Garantía	1 año
Duración de batería	No menos de 500 pruebas	Modo de medición	Activa y pasiva
Tiempo de respuesta	5 segundos	Puerto de conexión	USB
Pantalla	TFT LCD de 2.4 a color	Extras	Boquillas, paquete con 100 piezas Calibración Rollo de papel térmico



Alcovisor



Alcoholímetro de línea profesional

Grado policial

CARACTERÍSTICAS

- Sensor celda de combustible
- No requiere calibración (sensor intercambiable)
- Compatible con app gratuita mediante bluetooth
- Permite tomar una fotografía mediante app y anexarla al resultado
- Muestra los resultados de medición
- Garantía de 1 año
- Batería recargable

DISPONIBLE CON Y SIN IMPRESORA

Equipo sin impresora

Incluye: Equipo, estuche y 5 boquillas

Equipo con impresora

Impresora de matriz de puntos con conexión micro USB

Incluye: Equipo, estuche, 5 boquillas, impresora con batería recargable, cargador, 2 rollos de papel térmico



Certificado por:



CÓDIGO

NOMBRE

3-AV-MS

Alcoholímetro Alcovisor Mars

3-AV-MS-P

Alcoholímetro Alcovisor Mars con impresora



Alcovisor



DETALLES TÉCNICOS

Sensor	Celda de combustible
Temperatura de Operación	0°C a 40°C
Temperatura de Almacenamiento	-30°C a 70°C
Tamaño	10.5 cm x 5.5 cm x 1.7 cm
Peso	96 g
Batería	Recargable de litio de 3.7 V 400 mAh
Duración de batería	6 horas (+ de 700 pruebas)
Tiempo de respuesta	5 segundos
Pantalla	LCD OLED de 1.29" a color
Impresora	Impresora de matriz de puntos con conexión Micro USB
Conexión	Bluetooth

Cámara	Opción de fotografía desde el celular por medio de la app al momento de la prueba
Rango de detección	0.000% BAC a 0.450% BAC
Precisión	a 0.10% BAC: +/- 10%
Memoria	100 pruebas
Puerto de conexión	Entrada Micro USB con salida USB 1 año
Garantía	Sensor reemplazable, Se conecta a cualquier equipo móvil vía Bluetooth.
Adicional	App Alcovisor Elite gratis Boquillas, paquete con 100 piezas Calibración Rollo de papel térmico
Extras	



Alcovisor

Alcoholímetro de línea profesional

Grado policial

CARACTERÍSTICAS

Sensor: celda de combustible de 16mm
Pantalla TFT LCD a color de 1.3"
Tiempo de prueba de 1 - 15 segundos
Linterna incluida con tres niveles de intensidad
Luz roja brillante de alerta y flash
Batería recargable de litio
Garantía de 1 año

**¡No requiere
boquilla!**



CÓDIGO

3-AV-ATV6

NOMBRE

Alcoholímetro Alcovisor Alcotorch V6

INCLUYE

Equipo | Estuche | Cargador



Certificado por:





Alcovisor



DETALLES TÉCNICOS

Sensor	Celda de combustible	Memoria	8,000 registros
Presión Atmosférica	600 - 1400 hPa	Precisión	En la concentración estandar de 0.04% de BAC: Distancia de soplado de 3cm: $\pm 0.005\%$ BAC Distancia de soplado de 6cm: $\pm 0.006\%$ BAC Distancia de soplado de 10cm: $\pm 0.0010\%$ BAC
Temperatura Ambiente	20°C a 98°C	Botones	4 botones individuales: Antorcha, linterna, bloqueo y botón de prueba de alcohol.
Temperatura de Operación	-5°C a 50°C	Modo linterna	Luz superior, luz inferior, ambos simultaneas.
Temperatura de Almacenamiento	-30°C a 70°C	Modo antorcha	Luz roja de alerta, y destello.
Humedad	20% a 98%	Modo de ahorro de energía	Durante el modo de prueba de alcohol, se apagará automáticamente después de 5 minutos. Para los otros modos de uso, esta función está deshabilitada.
Tamaño	32.3 cm x 4.5 cm	Modo de medición	Muestreo manual, muestreo automático.
Peso	265 g incluyendo batería	Garantía	1 año
Batería	Batería de Litio de 3.7V/1,500mAh 18500	Incluye	Equipo, estuche, cargador.
Uso de Energía	Prueba de alcohol <50mA Bastón luminoso y linterna <600mA	Extras	Calibración.
Tiempo de respuesta	1-15 segundos		
Pantalla	Pantalla TFT LCD a color de 1.3"		
Sensibilidad	0.5 mg/100mL BAC		
Unidad de medida	mg/100mL, mg/L, %, g/100mL, mg/mL, µg/100ml, g/L		
Modo de bombeo	Bombeo continuo el usuario puede detenerlo durante la prueba		
Rango de detección	0- 0.2%BAC		
Duración de batería	6 horas, > 4,000 pruebas		



Alcoholímetro de línea profesional

Grado policial

CARACTERÍSTICAS

Toma de temperatura corporal
Linterna
Batería recargable de litio
Ideal para tiempos de pandemia
Garantía de 1 año

Sensor de distancia  Sensor infrarojo de temperatura



Pantalla LCD



Botón de bloqueo



Linterna superior e inferior

¡No requiere boquilla!

INCLUYE

Equipo | Estuche | Cargador



CÓDIGO

3-AV-ATV9

NOMBRE

Alcoholímetro Alcovisor Alcotorch V9



Alcovisor



DETALLES TÉCNICOS

Prueba de alcoholimetría

Sensor	Celda de combustible.
Modo de medición	Prueba automática, prueba pasiva/manual.
Modo de bombeo	Bombeo continuo.
Precisión	En la concentración estandar de 0.04% de BAC: Distancia de soplado de 3cm: $\pm 0.005\%$ BAC Distancia de soplado de 6cm: $\pm 0.006\%$ BAC Distancia de soplado de 10cm: $\pm 0.010\%$ BAC
Rango de detección	0-0.2% BAC
Tiempo de respuesta	1-15 segundos.
Botones	4 botones individuales: Antorcha, linterna, bloqueo y botón de prueba de alcohol.
Modo linterna	Luz blanca alta, baja y flash.
Modo antorcha	Luz roja de alerta, fijo y flash.
Modo de ahorro de energía	Se apagará automáticamente durante el modo de prueba de alcohol al pasar 5 minutos sin uso. El modo de ahorro de energía queda inhabilitado al estar usando la luz de linterna o la luz roja en el modo antorcha.

Medición de temperatura en el cuerpo

Sensor de temperatura	MLX90614-DCC
Sensor de distancia	VL53L1X

Precisión 0.2C (Entre 35C a 42C)

Distancia de reconocimiento De 2 a 5 cm

Otros

Pantalla TFT LCD a color 1.3

Peso 250 gramos (incluyendo la batería)

Medidas 30.5 cm x 4.4 cm

Temperatura de operación -5°C a 50°C

Temperatura de almacenamiento -30°C a 70°C

Batería Litio de 3.7V / 1,500 mAh 18500

Duración de batería 6 horas., > 4,000 pruebas

Memoria 8,000 pruebas

Garantía 1 año

Incluye Equipo, estuche, cargador.

Extras Calibración solamente en sensor de alcohol (Sensor de temperatura no requiere calibración)



Alcoholimetría

BACtrack®

ALCOHOLÍMETRO S80 BACtrack®



BACtrack

CARACTERÍSTICAS

Lo mejor de la línea de alcoholímetros profesionales de BACtrack, El S80 es la opción perfecta para la aplicación de la ley, uso en hospitales, clínicas, empresas o de cualquier persona que requiera los resultados de BAC más confiables. El BACtrack S80 utiliza la tecnología de sensor de celda de combustible Xtend® de grado profesional con precisión lineal mejorada y operación conveniente con un solo botón para obtener resultados de BAC rápidos y precisos. El S80 ha sido probado y cumple con los requisitos del DOT (Departamento de Transporte en Estados Unidos)/NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras), por sus siglas en inglés.

Seis resultados precisos e inalterables mantienen aún ante la presencia de acetona (La acetona se puede encontrar en individuos con diabetes, lo cual en otros alcoholímetros puede dar lugar a un falso positivo).

Mayor ahorro de energía

Hasta 1,500 pruebas con el mismo par de baterías AA.

Requisitos de baja potencia

Vida extendida del sensor para una confiabilidad a largo plazo.



INCLUYE

Estuche rígido de protección, 6 boquillas, 2 baterías AA, manual y un año de garantía.



ALCOHOLÍMETRO S80 BACtrack®



BACtrack

DETALLES TÉCNICOS

Sensor	Celda de combustible Xtend®
Temperatura de Operación	10 - 40°C
Tamaño	12.2 x 5.8 x 2.2 cm
Peso (Incluyendo batería)	136 g
Batería	2 baterías AA
Duración de Batería	aprox. 1,500 pruebas
Tiempo de Calentamiento	10 a 20 segundos
Tiempo de Respuesta	3 segundos
Pantalla	LCD de 4 dígitos
Rango de Detección	0.000 - 0.500% BAC
Precisión	±/- 0.01 a 0.02% de BAC
Garantía	1 año
Incluye	Equipo, estuche, 6 boquillas, 2 baterías AA
Extras	Boquillas pqt. c/50 piezas Boquillas pqt. c/20 piezas Boquillas pqt. c/10 piezas Calibración





BACtrack

CARACTERÍSTICAS

Una manera fácil de obtener una lectura precisa de BAC en segundos, el alcoholímetro profesional BACtrack Trace es ideal para todas las aplicaciones de detección de alcohol. Su diseño delgado y discreto se combina con la facilidad de uso y el empleo de la tecnología de grado policial del galardonado sensor de celda de combustible Xtend® de última generación de BACtrack, el cual cumple con la certificación DOT (Departamento de Transporte en Estados Unidos)/NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras), por sus siglas en inglés. El BACtrack Trace tiene la capacidad de guardar en su memoria interna hasta 10 resultados. Es ideal para utilizarse en empleados, estudiantes, pacientes, al igual que en pruebas de BAC en amigos, familiares o de uso personal.



INCLUYE

Estuche de protección, 6 boquillas,
2 baterías AA, manual y 1 año de garantía





BACtrack

DETALLES TÉCNICOS

Sensor	Celda de combustible Xtend®
Temperatura de Operación	0°C a 40°C
Tamaño	10.79 x 4.74 x 1.58 cm
Peso	84 grs. (Incluyendo batería)
Batería	2 Baterías AAA
Duración de Batería	1,500 pruebas
Tiempo de Calentamiento	10-20 Segundos
Tiempo de Respuesta	3 Segundos
Pantalla	LCD con 4 dígitos
Rango de detección	0.000 a 0.400% BAC
Precisión	+/- 0.005 a 0.050% BAC
Memoria	10 pruebas
Garantía	1 año
Adicional	Contador de pruebas realizadas
Extras	Boquillas pkt. con 50 pzs. Boquillas pkt. con 20 pzs. Boquillas pkt. con 10 pzs. Calibración





BACtrack

CARACTERÍSTICAS

El BACtrack SCOUT es el alcoholímetro más económico de la línea pro. Utiliza la tecnología de sensor de celda de combustible Celda de combustible Xtend® de grado policial patentado por BACtrack para brindar resultados de BAC precisos y confiables con solo tocar un botón. El diseño práctico del BACtrack Scout hace que sea fácil de llevar a cualquier lugar, cabe fácilmente en un bolsillo. También cuenta con una duración de batería increíble de hasta 1000 pruebas con un solo juego de baterías AAA (incluidas). Su sensor de celda de combustible Xtend® de última generación de BACtrack, cumple con la certificación DOT (Departamento de Transporte en Estados Unidos)/NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras), por sus siglas en inglés. Tome mejores decisiones mientras bebe con el pequeño pero poderoso BACtrack SCOUT.



INCLUYE

Estuche de protección, 6 boquillas,
2 baterías AAA, manual y 1 año de garantía



BACtrack

DETALLES TÉCNICOS

Sensor	Celda de combustible Xtend®
Temperatura de Operación	0°C a 40°C
Tamaño	10.79 x 4.76 x 1.58 cm
Peso	84 g Incluyendo batería
Batería	2 Baterías AAA
Duración de Batería	1,000 pruebas
Tiempo de Calentamiento	10-20 Segundos
Tiempo de Respuesta	
Pantalla	10 Segundos
Rango de Detección	LCD con 4 dígitos
Precisión	0.000 a 0.400% BAC
Garantía	+/- 0.0075 a 0.100% BAC
Adicional	1 año
	Contador de pruebas realizadas
Extras	Boquillas pqt. con 50 pzs. Boquillas pqt. con 20 pzs. Boquillas pqt. con 10 pzs. Calibración



ALCOHOLÍMETRO MOBILE BACtrack®



BACtrack

- ★ **BACtrack Mobile** ganó "Best of What's New Award" en la categoría de salud de 2013.
- ★ "Edison Award" en la categoría Protección y Seguridad.
- ★ Ganó el premio de diseño de electrónica de consumo de Australia The Good Design Award

CARACTERÍSTICAS

BACtrack Mobile calcula de forma rápida y precisa la Concentración de Alcohol en la Sangre (BAC) implementando el uso de una app en tu dispositivo móvil.

Con su potente sensor de celda de combustible Xtend® de grado policial, ofrece gran precisión, resultados consistentes y le permite calcular cuándo su BAC volverá a 0.00% mediante ZeroLine®.

Se conecta de forma inalámbrica a su dispositivo iOS o Android a través de Bluetooth®. Con la aplicación gratuita de BACtrack, puede guardar, rastrear y compartir de manera opcional sus resultados de Concentración de Alcohol en la Sangre (BAC), e incluso añadir una nota o foto a sus resultados.

¿Cómo funciona?

Prueba: Sople en el BACtrack Mobile y su Concentración de Alcohol en la Sangre (BAC) se transmitirá a su dispositivo iOS o Android vía Bluetooth®

INCLUYE

Equipo, estuche, 3 boquillas, cable cargador micro USB e instructivo



Funciones de la app BACtrack Desde anexar una fotografía, tu posición vía GPS, añadir notas personales, enviar

tus resultados a un ser publicarlos en redes sociales borrarlos, hasta llamar un Uber por medio de la App, tú eliges.

Funciona a la perfección con **Apple Health** para que puedas evaluar cómo el alcohol puede influir en factores como el sueño y el nivel de actividad.



BACtrack

DETALLES TÉCNICOS

Sensor	Celda de combustible Xtend®
Temperatura de Operación	0°C a 36°C
Tamaño	4.44 x 6.98 x 1.60 cm
Peso	47 g (Incluyendo batería)
Batería	Recargable con puerto mini USB
Tiempo de Calentamiento	10 Segundos
Rango de Detección	0.000 a 0.400% BAC
Precisión	+/- 0.005 a 0.050% BAC
Garantía	1 año
Extras	Boquillas pkt. con 50 pzs. Boquillas pkt. con 20 pzs. Boquillas pkt. con 10 pzs. Calibración



*No incluye Smartphone





BACtrack



CARACTERÍSTICAS

El BACtrack C8 es uno de los alcoholímetros de grado profesional más pequeños en el mercado. Es ligero y práctico de llevar a todas partes, ideal para tenerlo a la mano al consumir alcohol.

Impulsado por la tecnología de sensor de celda de combustible BluFire patentado por BACtrack, el alcoholímetro C8 estima rápida y fácilmente su nivel de alcohol con precisión de nivel profesional.

Tecnología ZERO LINE®

¿Quieres saber cuando estarás sobrio? La tecnología patentada ZeroLine® de BACtrack le indica cuándo su BAC volverá al 0,00%, lo que le permite tomar mejores decisiones cuando bebe.

Operación en modo independiente

El BACtrack C8 permite ver los resultados de tu Concentración de Alcohol en la Sangre (BAC) y tiempo estimado hasta que estés sobrio. Todo esto desde su pantalla integrada sin necesidad de utilizar la app en tu dispositivo móvil.

Operación en modo app Los resultados de tu BAC y de ZeroLine® se muestran vía Bluetooth en tu smartphone.

Funciones de la app BACtrack Desde anexar una fotografía, tu posición vía GPS, añadir notas personales, enviar

tus resultados a un ser querido, publicarlos en redes sociales borrarlos, hasta llamar un Uber por medio de la App, tú eliges. Funciona a la perfección con **Apple Health** para que puedas evaluar cómo el alcohol puede influir en factores como el sueño y el nivel de actividad.

Incluye Equipo, 3 boquillas, instructivo y 1 año de garantía



BACtrack

DETALLES TÉCNICOS

Sensor	Celda de combustible de tecnología BluFire®
Temperatura de Operación	0°C - 40°C
Tamaño	6.35 x 5.58 x 1.67 cm
Peso	56g Incluyendo batería
Batería	1 batería AAA no incluida
Duración de Batería	250 pruebas
Tiempo de Calentamiento	10 segundos
Conexión a dispositivos iOS y Android vía Bluetooth	Opcional
Tecnología ZeroLine que determina el tiempo estimado de 0.00% de BAC	En App y dispositivo
Rango de Detección	0.000 a 0.300% BAC
Garantía	1 año
Extras	Boquillas paquete con 20 piezas Calibración



**No incluye Smartphone*





BACtrack

CARACTERÍSTICAS

El nuevo BACtrack C6 es el alcoholímetro de grado profesional más pequeño del mercado. Por su tamaño ultra portátil (casi el tamaño de una batería de 9V). El C6 muestra los resultados de BAC en su pantalla OLED y alternativamente muestra en un dispositivo móvil el resultado de BAC y el tiempo estimado en que usted volverá a 0.00% de BAC mediante ZeroLine®. Es perfecto para cualquier evento social. desde la hora feliz hasta reuniones, le ayudará a usted y a sus seres queridos a beber de manera más responsable y tomar mejores decisiones.

Incluye

Equipo, 3 boquillas y 1 batería AAA

Funciones de la app BACtrack Desde anexar una fotografía, tu posición vía GPS, añadir notas personales, enviar

queridos resultados a un ser público, publicarlos en redes sociales borrarlos, hasta llamar un Uber por medio de la App, tú eliges. Funciona a la perfección con **Apple Health** para que puedas evaluar cómo el alcohol puede influir en factores como el sueño y el nivel de actividad.



BACtrack

DETALLES TÉCNICOS


Sensor	Celda de combustible de tecnología BluFire®
Temperatura de Operación	0°C a 40°C
Tamaño	5.6 x 4.76 x 1.67 cm
Peso	56 g
Batería	1 Batería AAA incluida
Duración de Batería	250 pruebas
Tiempo de Calentamiento	10 segundos
Conexión de dispositivos iOS y Android vía Bluetooth	Opcional
Tecnología Zeroline que determina el tiempo estimado de 0.00% de BAC	En app únicamente
Rango de Detección	0.000 - 0.300% BAC
Garantía	1 año
Extras	Boquillas pqt. con 20 pzs. Calibración



*No incluye Smartphone



Distribuido por



Diagnóstica Carfel