



Pruebas Multiparamétricas en Orina (Panel)

Panel de Drogas Instant-View™






Registro Sanitario No. 0025R2017 SSA

El Panel de Drogas en Orina Instant-View™ es un inmunoensayo cualitativo para detectar la presencia de 2 hasta 12 diferentes drogas y/o sus metabolitos en orina humana de acuerdo a puntos de corte específicos, en un solo ensayo. Existen diferentes presentaciones que varían de acuerdo con la cantidad y tipos de parámetros (drogas) capaces de detectar. A cada droga le corresponde un resultado independiente, el cual es identificado por medio de abreviaturas y colores diferentes para una fácil interpretación de resultados, en solo 5 minutos.

Catálogo	Formato	Parámetros	Contenido
03-3270	Panel	2 COC/THC	 x25
03-3375		3 COC/THC/AMP	
03-3371		3 COC/THC/MET	
03-3458		4 COC/THC/AMP/MOR	
03-3420		4 COC/THC/AMP/XTC	
03-3457		4 COC/THC/MET/BZD	
03-3438		4 COC/THC/AMP/XTC	
03-3461		4 COC/THC/AMP/MET	
03-3520		5 COC/THC/AMP/BZD/BAR	
03-3577		5 COC/THC/AMP/MET/MOR	
03-3571		5 COC/THC/MET/MOR/BZD	
03-3576		5 COC/THC/AMP/MOR/PCP	
03-3578		5 COC/THC/MET/MOR/PCP	
03-3533		5 COC/THC/AMP/MOR/BZD	
03-3529		5 COC/THC/AMP/MET/BZD	
03-3522		5 COC/THC/MET/BZD/BAR	
03-3665		6 COC/THC/AMP/MET/BZD/BAR	
03-3635		6 COC/THC/AMP/MET/MOR/BZD	
03-3679		6 COC/THC/AMP/MET/MOR/PCP	
03-3678		6 COC/THC/MET/OPI/BZD/BAR	
03-3761		7 COC/THC/AMP/MET/MOR/BZD/BAR	
03-3855		8 COC/THC/AMP/MET/MOR/BZD/BAR/PCP	
03-3909		10 COC/THC/AMP/MET/MOR/BZD/BAR/PCP/MTD/TCA	
03-3963		12 COC/THC/AMP/MET/MOR/BZD/BAR/XTC/PCP/MTD/TCNP PX	



El Panel Instant-View™ permite 2 métodos de aplicación:



1) Inmersión, en el que el dispositivo es sumergido en la muestra de orina de manera que la membrana absorbente tenga contacto con el espécimen, lo cual da inicio al proceso de flujo lateral.

2) Por gotero, cada prueba incluye un gotero plástico desechable a través del cual se puede recolectar la muestra y depositar sobre la membrana absorbente del dispositivo, estando este en una superficie plana.

Panel de Drogas

Registro Sanitario No. 0481R2018 SSA



El Panel Multidrogas Certum le permite realizar exámenes para detectar 2, 3, 5 y hasta 6 drogas al instante, en diferentes combinaciones. Para realizar la prueba, sólo es necesario insertar un extremo del dispositivo en la muestra de orina durante 10 - 15 segundos y después de 5 minutos leer los resultados para cada tipo de droga.

Catálogo	Formato	Parámetros	Contenido
DOA-124	Panel	COC / THC	 x25
DOA-124-1		MQL / LSD	
DOA-134		AMP / COC / THC	
DOA-134-A		MET / COC / THC	
DOA-154		AMP / COC / MET / OPI / THC	
DOA-154-2		AMP / COC / BAR / BZD / THC	
DOA-164		AMP / COC / MET / OPI / THC / BZD	
DOA-164-3		AMP / COC / MET / OPI / THC / MDMA	
DOA-164-2		THC / COC150 / AMP300 / MET300 / BAR / BZD2002	
DOA-164-4		AMO / COC / THC / AMP / MET / OPI / TML	



Panel de Drogas

Registro Sanitario No. 2618R2017 SSA



Es una prueba cualitativa destinada proporcionar una detección rápida de drogas de abuso en orina.

Catálogo	Formato	Parámetros	Contenido
A04-15-140	Panel	Panel Multidrogas 3 (COC/AMP/THC)	 x25
A04-16-140		Panel Multidrogas 4 (COC/AMP/THC/MET)	 x20
A04-17-140		Panel Multidrogas 5 (COC/AMP/THC/MET/OPI)	 x20
A04-17-140-C		Panel Multidrogas 5 (COC/AMP/THC/MET/BZD)	 x20
A04-19-140		Panel Multidrogas 6 (COC/AMP/THC/MET/OPI/BZD)	 x20



Pruebas Individuales en Orina

Cassette Individual de Drogas

Registro Sanitario No. 0267R2017 SSA



Es una prueba de drogas en cassette Certum brindan método asequible y confiable para detección individual de consumo de drogas en orina.

Catálogo	Formato	Parámetros	Contenido
DAM-102	Cassette	AMP-ANFETAMINA	 x40
DBA-102		BAR-BARBITÚRICOS	
DBZ-102		BZD-BENZODIAZEPINA	
DCO-102		COC-COCAÍNA	
DPC-102		PXP-FENCICLIDINA	
DTH-102		THC-MARIHUANA	
DME-102		MET-METANFETAMINA	
DOP-102		OPI-OPIÁCEOS/MORFINA	
DET-102		ETG-ETILGLUCURÓNIDO (ALCOHOL)	
DFY-102		FYL-FENTANILO	
DLS-102		LSD-LSD	
DMD-102		MDMA-ÉXTASIS	
DMP-102		MPD-METILFENIDATO (RITALIN)	
DTC-102		TCA-ANTIDEPRESIVOS (TRICÍCLICOS)	





Cassette Individual de Drogas

Registro Sanitario No. 1530R2018 SSA



La prueba en cassette de detección de drogas en orina Instant-View™ es un inmunoensayo cualitativo para detectar la presencia de metabolitos de las drogas en orina humana, de acuerdo con puntos de corte específicos. Kabla ofrece la selección de drogas detectables más amplia en México.



Catálogo	Formato	Parámetros	Contenido
03-3012	Cassette	AMP - ANFETAMINA	 x25
03-3152		BAR - BARBITÚRICOS	
03-3132		BZD - BENZODIACEPINA	
03-3052		COC - COCAÍNA	
03-3054		COC150 - COCAÍNA	
03-3032		MET - METANFETAMINA	
03-3033		MET500 - METANFETAMINA	
03-3172		MTD - METADONA	
03-3092		MOR2000 - OPIÁCEOS / MORFINA	
03-3093		MOR300 - OPIÁCEOS / MORFINA	
03-2862		OXY100 - OXICODONA	
03-3112		PCP - FENCICLIDINA	
03-2932		PPX - PROPOXIFENO	
03-2972		TCA - ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS	
03-3072		THC - MARIHUANA	
03-2952		XTC - ÉXTASIS - MDMA	

Tira Individual de Drogas

Registro Sanitario No. 0344R2018 SSA



La prueba en tira individual para la detección de drogas en orina Certum es un inmunoensayo cualitativo para detectar la presencia de drogas y/o sus metabolitos en orina humana de acuerdo a puntos de corte específicos, en un solo ensayo.



Catálogo	Formato	Parámetros	Contenido
DAM-101	Tira	AMP - ANFETAMINA	 x50
DBA-101		BAR - BARBITÚRICOS	
DBZ-101		BZD - BENZODIACEPINA	
DCO-101		COC - COCAÍNA	
DPC-101		PCP - FENCICLIDINA	
DTH-101		THC - MARIHUANA	
DME-101		MET - METANFETAMINA	
DOP-101		OPI - OPIÁCEOS / MORFINA	
DET-101		ETG - ETIGLUCURÓNIDO (ALCOHOL)	
DFY-101		FYL - FENTANILO	
DLS-101		LSD - LSD	
DMD-101		MDMA - ÉXTASIS	
DMP-101		MPC - METILFENIDATO (RITALIN)	
DTC-101		TCS - ANTIDEPRESIVOS	

Tira Individual de Drogas

Registro Sanitario No. 3159R2013 SSA



La línea de pruebas de detección de drogas en tira Instant-View™, es frecuentemente utilizada por laboratorios y hospitales. Este producto mantiene una ventaja sumamente competitiva ya que destaca por ser método más económico para realizar una prueba de detección de drogas, además de ser preciso y mantener la confiabilidad de Instant-View™.

Catálogo	Formato	Parámetros	Contenido
03-3017	Tira	AMP - ANFETAMINA	x50
03-3157		BAR - BARBITÚRICOS	
03-3137		BZD - BENZODIACEPINA	
03-3057		COC - COCAÍNA	
03-2957		XTC - ÉXTASIS - MDMA	
03-3117		PCP - FENCICLIDINA	
03-3077		THC - MARIHUANA	
03-3177		MTD - METADONA	
03-3037		MET - METANFETAMINA	
03-3097		MOR200 - OPIÁCEOS / MORFINA	



Pruebas de Drogas en Frasco Integrado

Split Screen Cup

Registro Sanitario No. 0277R2018 SSA



El frasco de detección múltiple Certum Split Screen Cup es el sistema más avanzado para determinar el consumo de drogas en la orina. Debido a que cuenta con un sistema de seguridad único, termómetro y panel de resultados montado de manera independiente, éste frasco se encuentra notablemente por encima de cualquier opción en el mercado.

Catálogo	Parámetros	Contenido
HCDOAA - 334	(THC/COC/AMP)	x25
HCDOAA - 234	(THC/COC/MET)	
HCDOAA - 154	(COC/AMPTHC/PCP/OPI)	
HCDOAA - 1454	(COC/AMP/THC/PCP/MET)	
HCDOAA - 1254	(THC/COC/AMP/BAR/BZD)	
HCDOAA - 254	(THC/COC/AMP/MET/OPI)	
HCDOAA - 1164	(THC/COC/AMP/MET/BAR/BZD)	
HCDOAA - 1364	THC/COC/ AM P/M ET /PCP/BZD)	
HCDOAA - 164	(THC/COC/ AM P/M ET /OPI/PCP)	
HCDOAA - 264	(THC/COC/ AM P/M ET /OPI/BZD)	
HCDOAA - 4745	(COC/ AM P/THC/M ET /OPI/PCP/M DMA)	
HCDOAA - 9845	(THC/COC/AMP/MET/OPI/BZD/BAR/PCP)	
HCDOAA - 3104	(AMP/CO/TH/ME/OP/PCP/BZ/BNMTD/MDMA)	
HCDOAA - 18104	(THC/COC/AMP/MET/OPI/BZD/BAR/TCNMMDNPCP)	



Simple Cup

Registro Sanitario No. 0277R2018 SSA



El Frasco de Detección de Drogas Certum Simple Cup ofrece un método de prueba de drogas que permite la detección de 3 y hasta 14 diferentes drogas de abuso y terapéuticas en menos de cinco minutos, sin tener que llevar a cabo ningún paso. Solo es necesario solicitar al sujeto una muestra de orina, retirar su etiqueta de seguridad y leer los resultados inmediatamente.

Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
HCDOAA-334	(THC/COC/AMP)	Orina	Frasco	x25
HCDOAA-234	(THC/COC/MET)			
HCDOAA-154	(COC/AMP/THC/PCP/OPI)			
HCDOAA-1454	(COC/AMP/THC/PCP/MED)			





Drogas de Abuso

Frasco Instant-View™ CUP

Registro Sanitario No. 0511R2018 SSA

El frasco Instant Cup múltiple ofrece un método rápido, sencillo y económico para realizar sus pruebas de detección de drogas. Solo es necesario solicitar al sujeto una muestra de orina, retirar su etiqueta de seguridad y leer los resultados inmediatamente.

Catálogo	Drogas	glutaraldehido	Parámetros	Contenido
03-4609	3		(AMP/COC/THC)	 x25
03-4638	5		(AMP/COC/MET/MOR/THC)	
03-4642	6		(AMP/BAR/BZD/COC/MET/THC)	
03-4649	10		(AMP/BAR/BZD/COC/MDMA/MET/MTD/OPI/THC/TCA)	



Prueba de Cotinina

Registro Sanitario No. 426R2018 SSA

La prueba SERATEC® Drug Screen COT es un inmunoensayo de flujo lateral en un paso para la detección cualitativa de Cotinina en orina humana con concentración de punto de corte de 200 ng/ml. Se pretende que este producto sea para uso profesional, se obtiene un resultado visual y cualitativo.

Catálogo	Parámetro	Formato	Contenido
COT/40	Cotinina	Cassette	 x40 / x12



Pruebas de Drogas en Fluido Oral



Prueba de Drogas Saliva Screen

Registro Sanitario No. 1299R2017 SSA

La prueba para detectar múltiples drogas en saliva es una alternativa práctica y conveniente para muchas situaciones en las que las posibilidades de tomar una muestra de orina se ven limitadas. La prueba de drogas en saliva ofrece además la mayor seguridad de la integridad de la muestra, al ser el espécimen recolectado en presencia del sujeto.

Catálogo	Parámetro	Formato	Contenido
008S603	THC-COC-AMP-MET-BAR-BZD	Cassette	 x1

Saliva Screen^{Test}



Accesorios para Recolección y Validación de Muestras

Prueba de Adulterantes en orina UrineCheck7i

Registro Sanitario No. 2199R2018 SSA

La tira de detección de Adulterantes en Orina UrineCheck 7 tiene el objetivo de evaluar la integridad de los especímenes de orina antes de realizar las pruebas de drogas de abuso, la tirilla de prueba de adulteración de orina UrineCheck 7, ayuda a la determinación cualitativa visual de creatinina, nitrito, glutaraldehido, ph, gravedad específica, almidón y clorocromato de piridinio en la orina.



Catálogo	Parámetros	Contenido
D700-25G	OX, SG, PH, NI, GL, CR, PCC	 x25 sobres laminados



*Para una estabilidad Kabla solo ofrece la prueba en sobre laminado.



Guia de Abreviaturas de Drogas de Abuso

Nuestra experiencia nos permite conocer a fondo las necesidades de empresas, laboratorios y centros de control para garantizar una adecuada toma y manejo de muestra.

DROGAS

Benzodiazepinas 1 BZD US: 300 ng/mL 100-200 ng/mL Diazepam: 7 días. Triazolam: 24 horas.							Barbitúricos 2 BAR US: 300 ng/mL 100-200 ng/mL Secobarbital: 1 - 3 días Fenobarbital: 1 - 3 sem
Buprenorfina 3 BUP 500 ng/mL 2 - 6 días	Ethyl 6 4 ET6 500 ng/mL 2 - 3 días	Ácido Gamma H idroxibutírico 5 GHB 10 ng/mL 50 ng/mL 2 horas	Metacualona 6 MTQ 300 ng/mL 2 - 3 días	Propóxifeno 7 PPX 25 ng/mL 2 días		Marihuana Sintética 8 K2 30 ng/mL 2 - 3 días	Marihuana 9 THC 50 ng/mL 15 ng/mL of THC-COOH 1 - 7 días
Tramadol 10 TRA 200 ng/mL 3 días	Metadona 11 MTD US: 300 ng/mL 300 ng/mL 2 - 3 días	Oxiconona 12 OXY 100 ng/mL 100 ng/mL 3 días hasta 3 semanas	Fenciclidina 13 PCP 25 ng/mL 25 ng/mL 1 - 8 días	Morfina 14 MOR 300 ng/mL 2,000 ng/mL 1 - 3 días	Heroína 15 HRN 10 ng/ml 300 ng/ml 1 - 4 días	Ketamina 16 KET 25 ng/mL 2 días	Fentanyl 17 FEN 10 ng/mL 2 - 3 días
Anfetamina 18 AMP 100ng/ml 500ng/ml 300ng/ml 2 días 3 días 60 días	Cocaina 19 COC 300 ng/mL 150 ng/mL 2 - 5 días 10 - 22 días	Cotinina 20 COT 200 ng/mL 1 - 2 días	Metanfetamina 21 MET 1,000 ng/mL 500 ng/mL 2 - 5 días	Metilfenidato 22 MFD 50 ng/mL 2 - 3 días	Extasis (Mdma) 23 XTC 500 ng/mL 250 - 500 ng/mL 2 días	Antidep. Tricíclicos 24 TCA 1000 ng/mL Hasta 10 días	

TIPO DE DROGA

SEDATIVA	ANTICONSULSIVO	DEPRESIVO	ALUCINÓGENO	ANALGÉSICO	ANESTÉSICO	ESTIMULANTE	ANTIDEPRESIVO
----------	----------------	-----------	-------------	------------	------------	-------------	---------------



Enfermedades de Transmisión sexual



Kit individual de Prueba de VIH

BIO SYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE

IDEAL PARA CAMPAÑAS DE SALUD

Registro Sanitario No. 0916R2018 SSA

Prueba rápida para la detección de anticuerpos anti VIH 1 / 2 en sangre entera, suero o plasma. Incluye lanceta, toalla alcoholada, apósito y buffer.



Prueba de Clamidia

QUIDEL QuickVue

Registro Sanitario No. 1453R2013 SSA

La prueba rápida para la detección de Clamidia QuickVue provee resultados precisos y rápidos con altos niveles de sensibilidad y especificidad. La prueba es fácil de realizar e interpretar desde una muestra de hisopo endocervical o muestra de cepillo de citología. Su procedimiento simple de extracción requiere sólo la adición de 2 reactivos (incluidos). Todo Esto de manera más rápida y fácil que la mayoría de las pruebas de antígeno.



Prueba de Clamidia

CERTUM

Registro Sanitario No. 1022R2018 SSA

Prueba rápida de Clamidia en cassette es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del antígeno de Chlamydia Trachomatis en un hisopo cervical femenino, un hisopo uretral masculino y muestras de orina masculina para ayudar en el diagnóstico de la infección por clamidia.



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
XTPRHV	HIV-1/HIV-2	Sangre/Suero/Plasma	Cassette	x1
0B006	Clamidia	Muestras Endocervicales	Cassette	x25
ICH-502	Clamidia	Hisopo / Orina	Cassette	x20

Prueba Rápida de VIH / Sífilis Combo Certum

CERTUM

Registro Sanitario: 0452R2020 SSA

La Prueba Rápida en Cassette de VIH La prueba Certum Syphilis/HIV 1.2.O Combo Rapid Test Cassette (Whole Blood/Serum/Plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos contra VIH tipo 1, tipo 2, subtipo O y anticuerpos anti-sífilis (IgG e IgM) contra Treponema Pallidum (TP) en sangre entera, suero o plasma.



Catálogo	Presentación	Contenido
IISC-425	Prueba Certum Syphilis/HIV 1.2 Combo	25 Casetes de Prueba 25 Goteros 1 Buffer 1 Inserto de Paquete



Prueba de Treponema pallidum / Sífilis

TOYO

Registro Sanitario No.1234R2017 SSA

Usados para la detección cualitativa de anticuerpos IgG , IgA, IgM generados contra antígenos de Treponema Pallidum en muestras de sangre/ suero/ plasma de humanos.



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
TTP02	Sífilis	Sangre/Suero/Plasma	Cassette	x50



ULTRASENSIBLE




Prueba rápida para la detección cualitativa de antígeno Zika NS1



Registro Sanitario: 1697R2019 SSA

Es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa del antígeno NS1 del virus del zika en sangre, suero o plasma humanos como auxiliar en el diagnóstico de infecciones por zika.



Prueba para la detección cualitativa de anticuerpos IgG/IgM de Chikungunya



Registro Sanitario No. 0761R2019 SSA

Es un rápido inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra Chikungunya en muestras humanas de sangre entera, suero o plasma.



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
IZIG - 202	Ag- NS1	Sangre/Suero/Plasma	Cassette	 x10
ICHI-402	IgG - IgM	Sangre/Suero/Plasma	Cassette	 x25



Prueba de Dengue Combo Ab(IgG+IgM) + Ag (NS1)



Registro Sanitario No. 1298R2017 SSA



Una prueba rápida para la detección diferenciada en un solo cassette detecta la presencia de anticuerpos IgG, IgM y el antígeno NS1 del virus del Dengue. Con la intención de verificar la etapa de la infección.



Prueba de Chagas



Registro Sanitario No. 0063R2018 SSA



La prueba de Chagas Ab es una prueba rápida de tamizaje inmunocromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos para Trypanosoma cruzi en plasma, suero, sangre total humana.



Prueba de Dengue (IgG + IgM)



Registro Sanitario No. 1147R2014 SSA



Prueba de Dengue Artron de un solo paso para la detección de anticuerpos IgG / IgM del virus Dengue. La prueba Artron es un ensayo inmunocromatográfico in vitro rápido, visual, cualitativo y práctico para la detección de anticuerpos IgG/IgM para el virus de Dengue serotipos 1 - 4 en muestras de suero humano, plasma y/o sangre entera.



Prueba de Dengue Duo (IgG+IgM) + Ag (NS1)



Registro Sanitario No. 1083R2017 SSA



Prueba en un solo paso para la detección cualitativa del antígeno NS1 y anticuerpos IgG/IgM del Dengue en muestras humanas de sangre, suero o plasma. La prueba de Dengue NS1 Epitope brinda resultados altamente confiables en menos de 10 minutos.

Catálogo Parámetros Espécimen Formato		Contenido
IDEC-425 Dengue IgG/IgM/Ag Y NS1 Sangre/Suero/Plasma Cassette		x25
ICHA-402 Chagas Sangre/Suero/Plasma Cassette		x40
A03-08-322 Dengue IgG/IgM/Ag Sangre/Suero/Plasma Cassette		x25
TR.0062.020C Dengue IgG/IgM/Ag Sangre/Suero/Plasma Cassette		x25



Prueba de Antígeno de Hepatitis A (HAV)

Registro Sanitario No. 0499R2014 SSA

CerTest Hepatitis A (HAV) card test es una prueba inmunocromatográfica de flujo lateral de un solo paso para la detección cualitativa de la presencia del antígeno del virus de Hepatitis A en muestras de heces.



Prueba de Anticuerpos de Hepatitis A (HAV)

Registro Sanitario No. 0437R2017 SSA

Una prueba rápida para la detección en un paso de anticuerpos IgM a Hepatitis A en muestras de suero o plasma.



Prueba de Hepatitis B (HBsAg)

Registro Sanitario No. 0616R2008 SSA

Es una prueba rápida para la detección del antígeno de la superficie del Hepatitis B en muestras de sangre entera, suero y plasma.



Prueba de Hepatitis C (HCV)

Registro Sanitario No. 0665R2008 SSA

Es una prueba para detectar anticuerpos específicos al virus del Hepatitis C en muestras de sangre entera, suero y plasma.



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
HA820001V	Hepatitis A	Heces Fecales	Cassette	 x20
IHA-402	Hepatitis A (HAV)	Suero/Plasma	Cassette	 x25
ITP01003	Hepatitis B (HBsAg)	Sangre/Suero/Plasma	Cassette	 x40
ITP01102	Hepatitis C (HCV)	Sangre/Suero/Plasma	Cassette	 x40

Enfermedades Infecciosas Gastrointestinales



Prueba de H. pylori Instant-View™

Registro Sanitario No. 0453R2013 SSA



La prueba de H. pylori Instant-View™ es una prueba rápida que detecta de manera cualitativa la presencia de anticuerpos IgG específicos al Helicobacter pylori (H. pylori) en suero. El índice de precisión de la prueba es de 98%.

Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
05-9494	H. pylori	Sangre Entera/Suero	Cassette	x25



Antígenos Fecales Bacterianos

Prueba de Clostridium Difficile GDH

Registro Sanitario No. 0979R2014 SSA



Es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la detección cualitativa de Clostridium difficile Glutamato Deshidrogenasa (GDH) en muestras de heces. CerTest Clostridium difficile antigen GDH card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de infección por Clostridium difficile.



Prueba de Clostridium Difficile GDH + Toxina A+ B (Triple)

Registro Sanitario No. 2610R2016 SSA



Es una prueba inmunocromatográfica de flujo lateral de un solo paso para la detección cualitativa, simultánea y diferenciada tanto de Toxina A y Toxina B de Clostridium difficile, así como de Clostridium GDH a partir de 3 líneas de ensayo independientes.



Prueba de H. pylori Ag

Registro Sanitario No. 0119R2015 SSA



La prueba de H. pylori card test de CerTest es una prueba inmunocromatográfica, de un sólo paso, para la detección cualitativa de Helicobacter pylori en muestras de heces. Una prueba de alta sensibilidad y no invasiva, para realizar un diagnóstico presuntivo de infección por Helicobacter pylori.



Prueba de Campylobacter jejuni

Registro Sanitario No. 873R2018 SSA



La prueba de Campylobacter card test de CerTest es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de Campylobacter spp. en muestras de heces y de colonias sospechosas de Campylobacter spp. en coprocultivo para realizar un diagnóstico presuntivo de infección.

Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
P820001V	H.pylori Ag	H e c e s	Simple	x20
GD820001V	Clostridium Difficile GDH		Simple	
GX872001V	Clostridium Difficile GDH + Tox A + Tox B		Triple Card	
CA820001V	Campylobacter Jejuni		Simple	



Antígenos Fecales Virales

Prueba de Rotavirus, Adenovirus y Astrovirus

Registro Sanitario No. 0563R2014 SSA

Es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la detección cualitativa simultánea de Rotavirus, Adenovirus y Astrovirus en muestras de heces. CerTest Rotavirus+Adenovirus+Astrovirus combo card permite de manera diferenciada detectar la presencia del antígeno del virus causante de enfermedades entéricas más comunes.



Prueba de Rotavirus

Registro Sanitario No. 0109R2017 SSA

Es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de Rotavirus en muestras de heces. CerTest Rotavirus card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de infección por Rotavirus.



Prueba de Norovirus GI+GII

Registro Sanitario No. 0943R2014 SSA

Es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa simultánea de Norovirus genogrupos I y II (GI y GII) en muestras de heces. Con la prueba de Norovirus GI+GII usted detecta la presencia del virus distinguiendo si se trata del grupo I y/o II.



Antígenos Fecales Parasitarios

Prueba de Cryptosporidium-Giardia

Registro Sanitario No. 0596R2014 SSA

Es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa simultánea de Cryptosporidium y Giardia en muestras de heces. CerTest Crypo + Giardia combo card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de criptosporidiosis y/o giardiasis.



Prueba de Entamoeba

Registro Sanitario No. 2746R2017 SSA

Es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la detección cualitativa de Entamoeba histolytica y E. dispar. en muestras de heces. CerTest Entamoeba card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de amebiasis.



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
RT872001V	Rotavirus / Adenovirus / Astrovirus	Heces	Cartucho	x20
NV882001V	Norovirus GI / GII		Doble	x20
N882001V	Cryptosporidium / Giardia Ag		Triple	x20
R820001V	Rotavirus		Simple	x20
EH820001V	Entamoeba		Simple	x20



Detección de Marcadores tumorales

Prueba de PSA

Registro Sanitario No. 1148R2014 SSA



La prueba de PSA (Antígeno Prostático Específico) Seratec PSA SEMIQUANTITATIVO ha sido desarrollada para la determinación de niveles elevados de t-PSA en suero o sangre entera. Ideal como un primer y rápido ensayo de tamizaje y ha sido diseñado como una prueba semicuantitativa que brinda resultados en menos de 10 minutos.



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
PSM400T/40	Antígeno Prostático Específico (PSA)	Sangre Entera/Suero	Cassette	x40

Prueba de PSA CERTUM

Registro Sanitario No. 1091R2018 SSA

La prueba del Antígeno Específico de la Próstata es la herramienta más valiosa disponible para el diagnóstico de cáncer de próstata temprano. Muchos estudios han confirmado que la presencia de PSA es el indicador tumoral más útil y significativo conocido para el cáncer de próstata y la infección de la próstata de la Hiperplasia Prostática Benigna (HPB).



Prueba de Alfa-fetoproteína (AFP) CERTUM

Registro Sanitario No. 1185R2019 SSA

La prueba rápida de AFP (Alfa-fetoproteína) en sangre total, suero o plasma, Certum es un dispositivo de inmunoensayo de flujo lateral para ayudar en el diagnóstico de tumores asociados con altos niveles de AFP tales como el carcinoma hepatocelular o defectos en el desarrollo fetal incluyendo defectos del tubo neural del Feto.



*NUEVO LANZAMIENTO



Prueba de Antígeno Carcinoembrionario (ACE) CERTUM

Registro Sanitario No. 1180R2019 SSA

La prueba rápida de Antígeno Carcinoembrionario (ACE) en sangre total, suero o plasma Certum es un dispositivo de inmunoensayo de flujo lateral para ayudar en el diagnóstico de tumores asociados con altos niveles de ACE tales como el articular tumores pulmonares o gastrointestinales.



*NUEVO LANZAMIENTO



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
TAF-402	Prueba Rápida de AFP	Sangre / Suero / Plasma	Cassette	x40
TCE-402	Prueba Rápida de ACE	Sangre / Suero / Plasma	Cassette	x40
TPS-402	Antígeno Específico de Próstata (PSA)	Sangre/Suero/ Sangre Entera	Cassette	x40

Detección de Marcadores Inflamatorios Intestinales

Prueba de iFOB Instant-View™

Registro Sanitario No. 0233R2014 SSA

La prueba de Sangre Oculta en Heces (FOB) iFOB Test de Instant-View es un inmunoensayo altamente específico para detectar la presencia de hemoglobina humana en las heces. Esta prueba rápida brinda grandes ventajas al no requerir que el paciente haga dieta alguna para antes de la toma de muestra.



Sensibilidad de la prueba: 50 ng/mls.

Prueba de FOB y Transferrina

Registro Sanitario No. 1214R2016 SSA

Es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la detección semicuantitativa simultánea de hemoglobina humana (hHb) y transferrina humana (hTf) en muestras de heces. CerTest FOB + Transferrin card test ofrece un ensayo de cribado sensible, sencillo y no invasivo para realizar un diagnóstico presuntivo de sangrado gastrointestinal.



Prueba de Calprotectina y Lactoferrina

Registro Sanitario No. 0319R2014 SSA

La prueba de Calprotectina y Lactoferrina combo card test de CerTest es una prueba inmunocromatográfica, de un sólo paso, para la detección semicuantitativa simultánea de calprotectina humana (hCp) y lactoferrina humana (hLf) en muestras de heces, como indicativo de inflamación gastrointestinal presente en diversas patologías (enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorrectal y algunas enteropatías). CerTest Calprotectin + Lactoferrin combo card test ofrece un ensayo de cribado sencillo, de alta sensibilidad y no invasiva.



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
02-7602	Sangre Oculta en Heces	Heces Fecales	Cassette	 x20
FT882001F	FOB-Transferrina	Heces Fecales	Cassette Doble	 x20
CL882001F	Calprotectina/Lactoferrina	Heces Fecales	Cassette Doble	 x20

Prueba de Calprotectina 50-200

Registro Sanitario No. 2050R2019 SSA

La prueba de Calprotectina 50-200 combo card de CerTest es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la detección semi-cuantitativa de calprotectina humana (hCp) en muestras de heces, presentando unos valores de cut-off para A: 50 µg/g heces y para B: 200 µg/g heces. CerTest Calprotectin 50 + 200 combo card test ofrece un ensayo de cribado sencillo, de alta sensibilidad y no invasivo para detectar una posible actividad inflamatoria intestinal, como control de la respuesta a un tratamiento, para detectar posibles recaídas y como control de posibles rechazos tras injertos o trasplantes del intestino delgado.



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato
CC882001	FCalprotectina 50-200	Heces Fecales	Cassette Doble



Detección de Enfermedades Respiratorias



Prueba de Influenza A+B QUIDEL QuickVue

DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DIFERENCIADOS PARA INFLUENZA TIPO A Y TIPO B

Registro Sanitario No. 0877R2017 SSA

Esta prueba es ideal para realizarse en laboratorios, estudios de campo, servicios médicos y consultorios y tan solo toma 10 minutos. Esta prueba detecta de manera diferenciada, los virus A y B. La prueba de Influenza A+B QuickVue permite la detección cualitativa del antígeno tipo A y B directamente de una torunda nasal, de una muestra de aspiración o lavados nasales. Cada prueba se acompaña de controles positivos y negativos.



Prueba de RSV QUIDEL QuickVue

DETECCIÓN DE VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL

Registro Sanitario No. 0345R2018 SSA

La prueba permite la detección cualitativa rápida del Virus Respiratorio Sincital (RSV) directamente a partir de muestras obtenidas con torunda nasofaríngea o de aspirado / lavados nasal o nasofaríngeo. La prueba QuickVue RSV es un inmunoensayo con tira reactiva que permite la captura y la detección visual del antígeno del virus en sólo 15 minutos. Cada prueba se acompaña de controles positivos y negativos.



Prueba de Strep A QUIDEL QuickVue

DETECCIÓN DE ESTREPTOCOCOS A

Registro Sanitario No. 1454R2013 SSA

QuickVue® Strep A es un inmunoensayo de flujo lateral, que detecta cualquiera de los grupos viable o no viable de Estreptococos A directamente de la torunda de exudado faríngeo y colonias beta-hemolíticas recuperadas del cultivo aproximadamente en 5 minutos. El dispositivo contiene un anticuerpo altamente específico y sensible al antígeno de Estreptococos del grupo A. Cada prueba se acompaña de controles positivos y negativos.



Prueba de Mononucleosis Infecciosa QUIDEL QuickVue

DETECCIÓN DE ANTICUERPOS HETERÓFILOS IGM ANTI-MONONUCLEOSIS

Registro Sanitario No. 0724R2016 SSA

La prueba rápida de Mononucleosis QuickVue® es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección de anticuerpos heterófilos IgM anti-mononucleosis infecciosa en suero, plasma o sangre entera. Cada prueba se acompaña de controles positivos y negativos.



Catálogo	Formato	Parámetros	Espécimen	Contenido
201831N	Tira	Influenza A + B	Torunda Nasal / lavado	x25
20193	Cassette	RSV - Virus Sincital Respiratorio	Nasal Torunda Nasal /	x20
20122IN	Cassette	Estreptococo A	Torunda Nasofaríngea	x25
20121-IN		Mononucleosis	Sangre / Suero / Plasma	x20

Prueba Mycoplasma pneumoniae IgM CERTUM

Registro Sanitario No. 0302R2018 SSA

La prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos IgM Anti-Mycoplasma Pneumoniae (MP) es apropiado para el diagnóstico temprano de la infección por MP en pacientes sintomáticos desde muestras de suero, plasma y sangre entera con laboratorio.



Prueba Combo 5 in 1 CERTUM

Registro Sanitario No. 1827R2018 SSA

La prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos IgM ayuda a la detección temprana en el diagnóstico por infección de Mycoplasma Pneumoniae, Chlamydia Pneumoniae, Virus Sincitial Respiratorio, Adenovirus y Coxsackievirus Grupo B en sangre entera, suero y plasma humanos.



Prueba Combo 3 in 1 CERTUM

Registro Sanitario No. 1828R2018 SSA

La prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos IgM para los Virus de Influenza tipo NB y Virus de Parainfluenza en sangre entera, suero o plasma humanos.



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
IMP-402	Anti-Mycoplasma Pneumoniae	Suero/Plasma	Cassette	x25
DET-005	MP / CP / RDV / ADV / COX	Sangre Entera/Suero/Plasma	Cassette	x25
FLU-003	Flu A / Flu B /PIV	Sangre Entera/Suero/Plasma	Cassette	x25

Prueba de S. pneumoniae + Legionella

Registro Sanitario No. 1226R2018 SSA

Es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa simultánea de Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumophila serogrupo 1 en muestras de orina humana.



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
NL882201PC	pneumoniae+Legionella	Orina humana	Cassette	x20

Salud General



Procalcitonina

Registro Sanitario No. 0062R2016 SSA

La prueba rápida de Procalcitonina (PCD) de Artron es un inmunoensayo de flujo lateral de un solo paso, que brinda resultados semicuantitativos en 30 minutos, en muestras de suero y plasma. La prueba de PCT Artron es fabricada en Canadá y está aprobado por Cofepris y Health Canadá.



Prueba de Microalbuminuria

Registro Sanitario No. 0276R2018 SSA

Tiras Reactivas de inmunoensayo de Flujo Lateral para la detección cualitativa y semi-cuantitativa de Albúmina a bajas concentraciones también conocidas como Microalbúmina en orina. Esta prueba está destinadas como herramienta de apoyo al diagnóstico de enfermedades de tipo renal, diabetes, hipertensión y como indicador de enfermedad cardiovascular subclínica, entre otros.



* NUEVO LANZAMIENTO

Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
A03-23-222	Procalcitonina (PCT)	Suero/Plasma	Cassette	 x25
A08-01-113	Microalbuminuria	Orina	Tira	 x50



Prueba de Vitamina D

Registro Sanitario No. 1608R2018 SSA

Es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección semi-cuantitativa de Vitamina D hidrox-25 (Vitamina D 25-OH) en la concentración de sangre entera de punto de corte de $30 \pm 4\text{ng/ml}$. Este ensayo proporciona un diagnóstico preliminar del resultado de prueba y puede utilizarse para escanear la deficiencia de vitamina D.



* NUEVO LANZAMIENTO



Prueba de ToRCH IgG/IgM

Registro Sanitario No. 1816R2017 SSA

La prueba ToRCH es un panel de flujo lateral cualitativo diseñado para la detección de anticuerpos de IgG/IgM de Toxoplasma Gondii (TOXO) Citomegalovirus (CMV), Rubéola, Herpes Simplex virus 1 y 2 (HSV-1 y HSV-2) en muestras de suero humano o plasma.



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Formato	Contenido
OVSD-402	Vitamina D	Sangre Entera	Cassette	 x10
ITOGM-485	ToRCH IgG + IgM	Sangre/Suero/Plasma	Cassette	 x25



Detección de Marcadores Cardíacos

Prueba de Troponina I



Registro Sanitario No. 1637R2013 SSA



La prueba Instant-View™ de Troponina I es un inmunoensayo de flujo lateral para la detección rápida y cualitativa de Troponina I en sangre entera o suero. Esta prueba se utiliza como una ayuda en el diagnóstico de infracción al miocardio (AMI). La prueba Instant-View™ fabricada por Alfa Scientific Designs Inc. en los Estados Unidos, está aprobada para su venta en México, cuenta con FDA 51 O(k) en los Estados Unidos y CE en Europa. La Troponina I es un marcador cardíaco que demuestra una alta sensibilidad y especificidad en casos de AMI (infarto miocardio), caracterizada por su temprana aparición y una larga ventana de detección. Esta prueba es 97% precisa y puede proveer resultados en tan solo 10 minutos. La prueba está disponible para muestras de sangre entera o suero en formato cassette.



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Contenido
05-8575	Troponina I	Sangre entera/suero	x25

Prueba de Dímero D



Registro sanitario: 1773R2019 SSA



Inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de D-dímero humano en sangre o plasma como ayuda en el diagnóstico de la Coagulopatía Intravascular Diseminada (DIC), trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar (PE).



Catálogo	Parámetros	Espécimen	Contenido
CDM-402	Dímero D Rapid Test Cassette	Sangre Entera / plasma	10 Cassettes 10 Goteros 1 Buffer



Pruebas de Fertilidad Femenina

Prueba de Embarazo CERTUM

Registro Sanitario No. 2609R2017 SSA



La prueba de embarazo Certum es la mejor alternativa para laboratorios de análisis clínicos y consultorios médicos, al ofrecer un alto nivel de sensibilidad y especificidad. Además de brindar resultados de fácil interpretación en menos de 5 minutos, y el precio más competitivo en el segmento de alta calidad.



Catálogo	Parámetro	Espécimen	Formato	Presentación
FHC-201	25 mIU/ml hCG	Orina / Suero	Tira	x50
FHC-202		Orina / Suero	Cassette	x40
FHC-103		Orina	Aplicador	x1
FHC-201-A		Orina / Suero	Tira	x50

Prueba de Embarazo Instant-View™

Registro Sanitario No. 1004R2015 SSA



La prueba de embarazo Instant-View utiliza un anticuerpo monoclonal específico al hCG en un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral en un paso para detectar de manera precisa la hormona Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) en niveles elevados.



Catálogo	Parámetro	Espécimen	Formato	Presentación
02-2488	25mIU/ml hCG	Suero/Orina	Tira	x50
02-2484			Cassette	x25
02-2481	10mIU/ml hCG	Suero/Orina	Cassette	x25

Prueba de Embarazo Artron

Registro Sanitario No. 2473R2017 SSA



El Kit de Prueba para hormona Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) es un rápido y conveniente ensayo inmunocromatográfico in vitro para la detección de la hormona hCG en el suero/plasma u orina. La prueba proporciona un resultado cualitativo visual que ayuda en el diagnóstico temprano del embarazo.



Catálogo	Parámetro	Espécimen	Formato	Contenido
A01-01-222	20 mIU/ml hCG	Sangre / Plasma u Orina	Cassette	x25



Prueba de Ovulación Instant-View™

Registro Sanitario No. 1113R2013 SSA



Prueba rápida para la detección cualitativa de Hormona Luteinizante (LH) en orina para ayudar en la detección de la ovulación para auto examen. La prueba de ovulación en orina muestra los resultados en 10 minutos, además de tener una alta sensibilidad y especificidad. La prueba de ovulación Instant-View se encuentra disponible en 3 formatos diferentes: Aplicador, tira y cassette.

Catálogo	Parámetro	Espécimen	Formato	Presentación
02-2547*	20 mUI/mL LH	Orina	Tira	 x25
02-2542			Cassette	
02-2550			Aplicador	



Prueba de Fertilidad Masculina

Prueba de Fertilidad Sperm Artron

Registro Sanitario No. 0825R2017 SSA




La prueba rápida de fertilidad masculina Sperm Ok está diseñada para detectar los niveles de espermatozoides en muestras de semen humano para un estándar de 15 millones por mililitro. Cada kit incluye un vaso de recolección, pipeta de transferencia, solución buffer de dilución y un cassette de inmunoensayo cualitativo.

Catálogo	Parámetro	Espécimen	Formato	Presentación
A01-05-422	15 millones de espermatozoides	Semen	Cassette	 x1



Distribuido por



Diagnóstica Carfel