


SYM



Distribuido por
Diagnóstica Carfel

SYM LABORATORIOS SA de CV

es una empresa 100% mexicana
con más de 35 años de experiencia
en el uso del plástico al servicio de la salud.




Todos nuestros productos están fabricados en base
a la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

Suplemento Para Dispositivos Médicos.

Segunda Edición. 2011.



Distribuido por
Diagnóstica Carfet



Cajas Petri de Plástico Estériles Desechables

Recipiente de uso microbiológico de forma circular de plástico cristalino, consta de dos placas una que funciona de tapa y otra de base. Diseñada para evitar la condensación al llenado y manejarse fácilmente, proveen una sujeción estable para apilarlas sin riesgo. Esterilizadas con rayos gamma. Fabricadas con poliestireno cristal virgen de grado médico.

*Presentación de 150 piezas por caja conteniendo 15 paquetes
de 10 piezas cada uno
Estiba máxima 18 cajas*



Distribuido por
Diagnóstica Carfel

Modelos:

- Caja Petri Sin División 100 x 15 mm
 - Sin Ceja
 - Con Ceja
 - Cuadrante
 - Híbrida
- Caja Petri Sin División 90 x 15 mm
- Caja Petri Sin División 60 x 15 mm

*Presentación de 400 unidades
por caja*

- Caja Petri Con Una División
100 x 15 mm

- Caja Petri Con Tres Divisiones
100 x 15 mm

**Todas las medidas son aproximadas*



Medidas de seguridad para cajas de Petri y Espejos Vaginales:

Manejar con cuidado. Material frágil como el vidrio. Almacenar en un lugar seco y fresco. Temperatura máxima para almacenaje de 35°C en lugar cerrado. Conservar la caja de empaque para cualquier reclamación. No se garantiza la esterilidad del producto si el empaque primario se encuentra dañado. Fecha de caducidad hasta 2 años después de la fecha de fabricación.

Vaso Graduado Estéril de Tapa de Rosca Desechable

Recipiente de plástico para muestras de orina u otros fluidos, su diseño permite la recolección fácil de muestras sin riesgo de filtrado. Se cierra por la base superior con una tapa rosca, sobre la cual se inscriben los datos de identificación necesarios. Fabricado con polipropileno virgen grado médico y esterilizado con rayos gamma.

*Presentación 300 piezas por caja
en bolsa individual
Estiba máxima 6 cajas*



Distribuido por
Diagnóstica Carfet

Vaso Tapa de Rosca No Estéril

Recipiente de plástico para muestras de orina u otros fluidos, su diseño permite la recolección fácil de muestras. Se cierra por la base superior con una tapa rosca sobre la cual se inscriben los datos de identificación necesarios. Fabricado con polipropileno virgen grado médico.

Presentación 350 piezas por caja

Estiba máxima 6 cajas

Vaso Copro Tapa Hermética

Recipiente plástico para toma de muestras de copro, orina u otros fluidos. De forma ligeramente troncocónica invertida se cierra por la base superior mediante una tapa desprendible a presión. Fabricado con polietileno virgen grado médico.

Presentación 1000 piezas por caja

Estiba máxima 7 cajas



Distribuido por
Diagnóstica Carfel