

Catálogo de Productos

DentiLab, S.A. de C.V.

DL MÉDICA, S.A. DE C.V.



GIP GRUPO INDUSTRIAL POSEIDÓN, S.A. DE C.V.



www.CorporativoDL.com.mx

#LoHechoEnMéxicoEstáBienHecho

Agujas de Bajo Espacio Muerto

Agujas especiales con tecnología de Bajo Espacio Muerto (LDS), Low Dead Space por sus siglas en inglés que ayudan a reducir el desperdicio de medicamento, biológico o solución en por lo menos 90% respecto a una convencional. Espacio muerto menor a 0.01ml. Para uso exclusivo con jeringas DL.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE DE BAJO ESPACIO MUERTO, CALIBRE 30GX4MM, LDS.	AGH30X4 LDS	CAJA C/100 PIEZAS	40 CAJAS
AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE DE BAJO ESPACIO MUERTO, CALIBRE 31GX4MM, LDS.	AGH31X4 LDS	CAJA C/100 PIEZAS	40 CAJAS
AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE DE BAJO ESPACIO MUERTO, CALIBRE 32GX4MM, LDS.	AGH32X4 LDS	CAJA C/100 PIEZAS	40 CAJAS


Marca: DL

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 0992C2005SSA

Agujas Dentales

Fabricadas en México, utilizando materiales no tóxicos. Nuestras agujas son estériles, libres de pirógenos, desechables y son usadas en jeringas tipo Carpule. Permiten la introducción de anestésicos o fluidos al cuerpo humano en especialidades dentales, la mejora en la lubricación ocasiona menor dolor al paciente.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
AGUJA DENTAL DESECHABLE, CAL. 27 LARGA.	AGD27LARGA-DLP	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAPLES
AGUJA DENTAL DESECHABLE, CAL. 30 CORTA.	AGD30CORTA-DLP	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAPLES
AGUJA DENTAL DESECHABLE, CAL. 27 CORTA.	AGD27CORTA-DLP	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAPLES
AGUJA DENTAL DESECHABLE, CAL. 30 EXTRA-CORTA.	AGD30EXCORTA-DLP	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAPLES

Marca: DLP

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 1100E2007SSA

Agujas Hipodérmicas

Agujas fabricadas con un pabellón de polipropileno diseñado para adecuarse a pivotes Luer Lock y Luer Slip; tanto el empaque como el pabellón de la aguja tienen el código de color y el calibre de la aguja. Cada presentación de nuestra marca DL cuenta con identificaciones para una adecuada selección de la aguja.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE, CALIBRE 20GX32MM.	AGH20X32	CAJA C/100 PIEZAS	40 CAJAS
AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE, CALIBRE 20GX38MM.	AGH20X38	CAJA C/100 PIEZAS	40 CAJAS
AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE, CALIBRE 21GX32MM.	AGH21X32	CAJA C/100 PIEZAS	40 CAJAS
AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE, CALIBRE 22GX32MM.	AGH22X32	CAJA C/100 PIEZAS	40 CAJAS
AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE, CALIBRE 23GX25MM.	AGH23X25	CAJA C/100 PIEZAS	40 CAJAS
AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE, CALIBRE 25GX16MM.	AGH25X16	CAJA C/100 PIEZAS	40 CAJAS
AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE, CALIBRE 27GX13MM.	AGH27X13	CAJA C/100 PIEZAS	40 CAJAS
AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE, CALIBRE 30GX13MM.	AGH30X13	CAJA C/100 PIEZAS	40 CAJAS
AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE, CALIBRE 16GX38MM.	AGH16X38	CAJA C/100 PIEZAS	40 CAJAS
AGUJA HIPODÉRMICA DESECHABLE, CALIBRE 18GX38MM.	AGH18X38	CAJA C/100 PIEZAS	40 CAJAS

Marca: DL

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 0992C2005SSA

Agujas para Pluma de Insulina

Las agujas para pluma de insulina están fabricadas con codificación de color, tanto en el empaque como el pabellón de la aguja, para la identificación del calibre. Nuestras Agujas cuentan con una tapa estéril que tiene como función conservar la esterilidad de la aguja, ya que cubre al conector y la tapa de la aguja con un papel blíster sellado. El conector de aguja está diseñado para unirse a una pluma de insulina.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA CALIBRE 31GX8MM C/10.	AGP31X08 C/10	CAJA C/10 PIEZAS	10 CAJAS
AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA CALIBRE 32GX4MM C/10.	AGP32X04 C/10	CAJA C/10 PIEZAS	10 CAJAS
AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA CALIBRE 33GX4MM C/10.	AGP33X04 C/10	CAJA C/10 PIEZAS	10 CAJAS
AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA CALIBRE 31GX8MM C/100.	AGP31X08 C/100	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS
AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA CALIBRE 32GX4MM C/100.	AGP32X04 C/100	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS
AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA CALIBRE 33GX4MM C/100.	AGP33X04 C/100	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS

Marca: DL

Hecho por: Feel Tech Bio Co. Ltd

Registro Sanitario: 1964C2017SSA

Catéteres Venosos Periféricos de Fluoropolímero

Catéteres Venosos Periféricos elaborados de Fluoropolímero con aguja, ofreciendo mayor confort al paciente. Calibres del 14 a 24 G.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
CATÉTER VENOC. CAL. 14 G LONG. 46-52 MM. DLP.	INCATH F14G46-52	CAJA C/50 PIEZAS	20 CAJAS
CATÉTER VENOC. CAL. 16 G LONG. 46-52 MM. DLP.	INCATH F16G46-52	CAJA C/50 PIEZAS	20 CAJAS
CATÉTER VENOC. CAL. 18 G LONG. 28-34 MM. DLP.	INCATH F18G28-34	CAJA C/50 PIEZAS	20 CAJAS
CATÉTER VENOC. CAL. 20 G LONG. 28-34 MM. DLP.	INCATH F20G28-34	CAJA C/50 PIEZAS	20 CAJAS
CATÉTER VENOC. CAL. 22 G LONG. 23-27 MM. DLP.	INCATH F22G23-27	CAJA C/50 PIEZAS	20 CAJAS
CATÉTER VENOC. CAL. 24 G LONG. 17-24 MM. DLP.	INCATH F24G17-24	CAJA C/50 PIEZAS	20 CAJAS

Marca: Incath

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 2104C2011SSA

Catéteres Venosos Periféricos de Poliuretano

Catéteres Venosos Periféricos elaborados de Poliuretano con aguja, ofreciendo mayor flexibilidad y confort al paciente. Calibres del 14 a 24 G.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
CATÉTER VENOC. CAL. 14 G LONG. 46-52 MM. DLP.	CATDLP P14G46-52	CAJA C/50 PIEZAS	20 CAJAS
CATÉTER VENOC. CAL. 16 G LONG. 46-52 MM. DLP.	CATDLP P16G46-52	CAJA C/50 PIEZAS	20 CAJAS
CATÉTER VENOC. CAL. 18 G LONG. 28-34 MM. DLP.	CATDLP P18G28-34	CAJA C/50 PIEZAS	20 CAJAS
CATÉTER VENOC. CAL. 20 G LONG. 28-34 MM. DLP.	CATDLP P20G28-34	CAJA C/50 PIEZAS	20 CAJAS
CATÉTER VENOC. CAL. 22 G LONG. 23-27 MM. DLP.	CATDLP P22G23-27	CAJA C/50 PIEZAS	20 CAJAS
CATÉTER VENOC. CAL. 24 G LONG. 17-24 MM. DLP.	CATDLP P24G17-24	CAJA C/50 PIEZAS	20 CAJAS

Marca: DLP

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 1163C2017SSA

Equipos de Venoclisis por Gravedad

Nuestros equipos de venoclisis DL por gravedad son utilizados para ingresar por vía intravenosa, ya sea periférica o central, la infusión continua de fluidos. Disponible en varias presentaciones: Normogotero (entre 28 y 32 gotas por minuto), Microgotero (56 a 64 gotas por minuto), Volúmenes Medidos (100ml de capacidad en Bureta) y en versiones de sitios de inserción libres de aguja. Elaborados de plástico grado médico, estériles y desechables.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
EQUIPO PARA VENOCLISIS NORMOGOTERO S/A.	VEDLN	PIEZA	CAJA C/150 PIEZAS
EQ. PARA VENOCLISIS MICROGOTERO S/A MARCA DL	VEDLMIC	PIEZA	CAJA C/150 PIEZAS
EQUIPO VENOCLISIS VOLÚMENES MEDIDOS DL, 100 ML. S/A.	VMDLSA C100	PIEZA	CAJA C/100 PIEZAS
EQUIPO PARA VENOCLISIS NORMOGOTERO CON AGUJA 21X32MM.	VEDLNCA	PIEZA	CAJA C/50 PIEZAS
EQUIPO PARA APLICACIÓN VOLÚMENES MEDIDOS L/AGUJA 100 ML.	VEDLNCA	PIEZA	CAJA C/100 PIEZAS
EQUIPO PARA VENOCLISIS MICROGOTERO L/AGUJA DL.	VEDLMICLA	PIEZA	CAJA C/150 PIEZAS
EQUIPO PARA VENOCLISIS NORMOGOTERO LIBRE AGUJA DL..	VEDLNLA	PIEZA	CAJA C/150 PIEZAS

Marca: DL

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 1171C2004SSA, 0442C96SSA

Equipos de Venoclisis para Bomba

Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
EQUIPO PARA SOLUCIONES ENTERALES EN BOMBA.	VEDLPSENBOM	PIEZA	CAJA C/50 PIEZAS
EQUIPO PARA SOLUCIONES ENTERALES EN BOMBA LIBRE DE AGUJA.	VEDLPSENBOM-LA	PIEZA	CAJA C/50 PIEZAS
EQUIPO FOTOSENSIBLE PARA BOMBA.	VEDLPBOMFOTO	PIEZA	CAJA C/100 PIEZAS
EQUIPO FOTOSENSIBLE PARA BOMBA LIBRE DE AGUJA.	VEDLPBOMFOTO-LA	PIEZA	CAJA C/100 PIEZAS
EQUIPO MACROGOTERO PARA BOMBA.	VEDLPBOM-MAC	PIEZA	CAJA C/50 PIEZAS
EQUIPO MACROGOTERO PARA BOMBA LIBRE DE AGUJA.	VEDLPBOM-MAC-LA	PIEZA	CAJA C/50 PIEZAS
EQUIPO MICROGOTERO PARA BOMBA.	VEDLPBOM-MIC	PIEZA	CAJA C/50 PIEZAS
EQUIPO MICROGOTERO PARA BOMBA LIBRE DE AGUJA.	VEDLPVBOM-MIC-LA	PIEZA	CAJA C/50 PIEZAS
EQUIPO VOLÚMENES MEDIDOS MACROGOTERO PARA BOMBA	VEDLPVBOM-MAC	PIEZA	CAJA C/50 PIEZAS
EQUIPO VOLÚMENES MEDIDOS MACROGOTERO PARA BOMBA LIBRE DE AGUJA.	VEDLPVBOM-MAC-LA	PIEZA	CAJA C/50 PIEZAS
EQUIPO VOLÚMENES MEDIDOS MICROGOTERO PARA BOMBA.	VEDLPVBOM-MIC	PIEZA	CAJA C/50 PIEZAS
EQUIPO VOLÚMENES MEDIDOS MICROGOTERO PARA BOMBA LIBRE DE AGUJA.	VEDLPVBOM-MIC-LA	PIEZA	CAJA C/50 PIEZAS



Equipos para Transfusión

Equipos DL para transfusión con filtro sin Aguja DL, diseñados para la transfusión de sangre y sus derivados, fabricado con materiales plásticos grado médico que aseguran la integridad y seguridad de los líquidos suministrados. Contamos con la versión de infusión por gravedad así como la versión para utilizarse en Bomba de Infusión DLP.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN CON FILTRO.	VEDLTRAFIL	PIEZA	CAJA C/150 PZS
EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN PARA BOMBA.	VEDLBOM-TRAFIL	PIEZA	CAJA C/50 PZS

Marca: DL

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 0092C2021SSA, 0222C2020SSA

Extensiones

Corporativo DL fabrica tubo de extensión como accesorio para proporcionar una mayor longitud, se adhiere a una línea intravenosa u otra línea de administración para la entrega de fluidos, permitiendo una mayor movilidad con el equipo al que es conectado. Está elaborado con diferentes tipos de plástico, grado médico 100% virgen, transparente o translúcido que permite observar a simple vista la interfase de aire y agua durante el paso de burbujas de aire, unidos herméticamente a un conector hembra en el extremo del tubo. En el otro extremo tiene un conector macho con aditamento de cierre móvil, con rosca para ensamblar.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
TUBO EXTENSION P/SOL. PARENTERALES 150CM X1.60MM.	TUBO EXT SOL 150 X 1.60MM	PIEZA	CAJA C/250 PIEZAS
TUBO EXTENSION P/SOL. PARENTERALES 150CM X 2.80MM.	TUBO EXT SOL 150	PIEZA	CAJA C/250 PIEZAS
TUBO EXTENSION P/SOL. PARENTERALES 80CMX1.6MM.	TUBO EXT SOL 80X1.60MM	PIEZA	CAJA C/250 PIEZAS
TUBO EXTENSION P/SOL. PARENTERALES 80CMX2.80MM.	TUBO EXT SOL 80	PIEZA	CAJA C/250 PIEZAS

Marca: DL

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 0469E2022SSA

Llaves

Nuestras llaves DL de tres y cuatro vías son fabricadas con plástico grado médico, se utilizan para el control de flujo. Están integradas por una pieza móvil, una pieza fija con 3 o 4 ramales, tapones protectores de la llave y tubo de extensión removible, tienen un aditamento de cierre Luer-lock en el ramal de la llave que se conecta al tubo de la extensión. Son estériles y tienen marcas indicadoras del sentido en el que fluyen las soluciones y la posición de cerrado.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
LLAVE DE 3 VÍAS C/CONECTOR L.LOCK MACHO EXT. 80CM LARGO 2.7MM DIAM INT.	LLAVE3VIAS	PIEZA	CAJA C/200 PIEZAS
LLAVE DE 4 VÍAS C/CONECTOR L.LOCK MACHO EXT. 80CM LARGO 2.7MM DIAM INT.	LLAVE4VIAS	PIEZA	CAJA C/200 PIEZAS
LLAVE DE 4 VÍAS SIN EXTENSIÓN.	LLAVE4VIAS-SE	PIEZA	CAJA C/200 PIEZAS

Marca: DL

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 1035C2018SSA

Bolsas de Papel para Esterilización

Esteribol® Marca de Corporativo DL, cuenta con bolsas de papel con 10 medidas diferentes en volumen (ancho x largo x altura) para la esterilización por gas óxido de etileno, formaldehído o vapor.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
BOLSA P/ESTERILIZAR 11X18X4CM C/1000.	BOLEST 11X18X4 CM	CAJA CON 1000 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR 12X26X4CM C/1000.	BOLEST 12X26X4 CM	CAJA CON 1000 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR 14X33X4.5CM C/1000.	BOLEST 14X33X4.5 CM	CAJA CON 1000 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR 18X33X6CM C/1000.	BOLEST 18X33X6 CM	CAJA CON 1000 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR 25X38X8CM C/250.	BOLEST 25X38X8 CM	CAJA CON 250 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR 32X62X12CM C/250.	BOLEST 32X62X12 CM	CAJA CON 250 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR 6X18X3CM C/1000.	BOLEST 6X18X3 CM	CAJA CON 1000 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR 7.5X23X4CM C/1000.	BOLEST 7.5X23X4 CM	CAJA CON 1000 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR 7.5X48X4CM C/1000.	BOLEST 7.5X48X4 CM	CAJA CON 1000 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR 9X12.5X5CM C/1000.	BOLEST 9X12.5X5 CM	CAJA CON 1000 PZS	1 CAJA

Marca: Esteribol

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 2105C2011SSA

Bolsas Mixtas para Esterilización

Nuestra Marca DL® ofrece una amplia gama de bolsas mixtas para esterilizar por vapor, formaldehído o gas óxido de etileno, elaboradas de papel o en una cara y en otra plástico grado médico que permite la visualización de los materiales en el proceso de esterilización desde el exterior. Ideal para instrumental médico y quirúrgico.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
BOLSA P/ESTERILIZAR PELÍCULA TRANSPARENTE 7.5X28CM C/1000.	BOLMIXEST 7.5X28 CM	CAJA CON 1000 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR PELÍCULA TRANSPARENTE 10X42CM C/1000.	BOLMIXEST 10X42 CM	CAJA CON 1000 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR PELÍCULA TRANSPARENTE 25X36CM C/1000.	BOLMIXEST 25X36 CM	CAJA CON 1000 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR PELÍCULA TRANSPARENTE 40X58CM C/250.	BOLMIXEST 40X58 CM	CAJA CON 250 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR PELÍCULA TRANSPARENTE 7.5X58CM C/1000.	BOLMIXEST 7.5X58 CM	CAJA CON 1000 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR PELÍCULA TRANSPARENTE 30X51CM C/500.	BOLMIXEST 30X51 CM	CAJA CON 500 PZS	1 CAJA
BOLSA P/ESTERILIZAR PELÍCULA TRANSPARENTE 20X42CM C/1000.	BOLMIXEST 20X42 CM	CAJA CON 1000 PZS	1 CAJA

Marca: DL

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 0156C2024SSA

Rollos Mixtos para Esterilización

Nuestra Marca DL® ofrece una amplia gama de rollos mixtos para esterilizar por vapor, formaldehído o gas óxido de etileno, elaboradas de papel o en una cara y en otra plástico grado médico que permite la visualización de los materiales en el proceso de esterilización desde el exterior. Ideal para instrumental médico y quirúrgico.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
ROLLO MIXTO DE PAPEL P/ESTERILIZAR 7.5CM X 200M.	ROLMIXEST 0.075X200 MT	ROLLO 200M	1 ROLLO
ROLLO MIXTO DE PAPEL P/ESTERILIZAR 15CM X 200M.	ROLMIXEST 0.15X200 MT	ROLLO 200M	1 ROLLO
ROLLO MIXTO DE PAPEL P/ESTERILIZAR 30CM X 200M.	ROLMIXEST 0.30X200 MT	ROLLO 200M	1 ROLLO
ROLLO MIXTO DE PAPEL P/ESTERILIZAR 40CM X 200M.	ROLMIXEST 0.40X200 MT	ROLLO 200M	1 ROLLO

Marca: DL

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 0156C2024SSA

Cirugía

Los guantes DL para cirugía son fabricados con hule látex, son desechables, estériles y no tóxicos. Disponibles en tallas 6 1/2, 7, 7 1/2, 8, 8 1/2.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
GUANTE DE LÁTEX ESTÉRIL PARA CIRUGÍA, NÚMERO 6 1/2.	GCIRECO6.5	CAJA C/ 100 PARES	1 CAJA
GUANTE DE LÁTEX ESTÉRIL PARA CIRUGÍA, NÚMERO 7.	GCIRECO7.0	CAJA C/ 100 PARES	1 CAJA
GUANTE DE LÁTEX ESTÉRIL PARA CIRUGÍA, NÚMERO 7 1/2.	GCIRECO7.5	CAJA C/ 100 PARES	1 CAJA
GUANTE DE LÁTEX ESTÉRIL PARA CIRUGÍA, NÚMERO 8.	GCIRECO8.0	CAJA C/ 100 PARES	1 CAJA
GUANTE DE LÁTEX ESTÉRIL PARA CIRUGÍA, NÚMERO 8 1/2.	GCIRECO8.5	CAJA C/ 100 PARES	1 CAJA

Marca: DL

Hecho por: Grupo Industrial Poseidón

Registro Sanitario: 1247C98SSA

Cirugía Libre de Polvo

Los guantes DL para cirugía son fabricados con hule látex y lubricante natural, son desechables, estériles y no tóxicos. Disponibles en tallas 6 1/2, 7, 7 1/2, 8, 8 1/2. Libres de Polvo, empacados en caple con dispensador.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
GUANTE DE LÁTEX ESTÉRIL PARA CIRUGÍA LIBRE DE POLVO, CAJA CON 50 PARES NÚMERO 6 1/2.	GCIRECO6.5-LP	CAPLE C/ 50 PARES	10 CAJAS
GUANTE DE LÁTEX ESTÉRIL PARA CIRUGÍA LIBRE DE POLVO, CAJA CON 50 PARES NÚMERO 7.	GCIRECO7.0-LP	CAPLE C/ 50 PARES	10 CAJAS
GUANTE DE LÁTEX ESTÉRIL PARA CIRUGÍA LIBRE DE POLVO, CAJA CON 50 PARES NÚMERO 7 1/2.	GCIRECO7.5-LP	CAPLE C/ 50 PARES	10 CAJAS
GUANTE DE LÁTEX ESTÉRIL PARA CIRUGÍA LIBRE DE POLVO, CAJA CON 50 PARES NÚMERO 8.	GCIRECO8.0-LP	CAPLE C/ 50 PARES	10 CAJAS
GUANTE DE LÁTEX ESTÉRIL PARA CIRUGÍA LIBRE DE POLVO, CAJA CON 50 PARES NÚMERO 8 1/2.	GCIRECO8.5-LP	CAPLE C/ 50 PARES	10 CAJAS

Marca: DL

Hecho por: Grupo Industrial Poseidón

Registro Sanitario: 2327C2018SSA

Exámen o Exploración de Látex

Nuestros guantes DL son fabricados con hule látex, desechables y no tóxicos. Disponibles estériles y no estériles bajos en polvo en las tallas chica, mediana y grande.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
GUANTE DE EXÁMEN LISO NO ESTÉRIL, TALLA GRANDE.	GEGR	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS
GUANTE DE EXÁMEN LISO NO ESTÉRIL, TALLA CHICA.	GECH	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS
GUANTE DE EXÁMEN LISO NO ESTÉRIL, TALLA MEDIANA.	GEMED	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS
GUANTE DE EXPLORACIÓN ESTÉRIL Y DESECHABLE, TALLA GRANDE.	GESTGDECO	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS
GUANTE DE EXPLORACIÓN ESTÉRIL Y DESECHABLE, TALLA CHICA.	GESTCHCO	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS
GUANTE DE EXPLORACIÓN ESTÉRIL Y DESECHABLE, TALLA MEDIANA.	GESTMEDCO	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS
GUANTE DE EXPLORACIÓN ESTÉRIL Y DESECHABLE, TALLA: MED BOLSA CON 10.	GESTMEDB/10-DL	BOLSA C/10 PIEZAS	100 BOLSAS

Marca: DL

Hecho por: Grupo Industrial Poseidón

Registro Sanitario: 1246C98SSA

Exámen de Nitrilo

Fabricamos con marca DL nuestros guantes de nitrilo no estériles, de color azul, desechables y no tóxicos. Disponibles en las tallas chica, mediana y grande.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
GUANTES DE NITRILO PARA EXÁMEN NO ESTÉRILES CHICO.	GENITCH	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS
GUANTES DE NITRILO PARA EXÁMEN NO ESTÉRILES GRANDE.	GENITGDE	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS
GUANTES DE NITRILO PARA EXÁMEN NO ESTÉRILES MEDIANO.	GENITMED	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS
GUANTES DE NITRILO PARA EXÁMEN NO ESTÉRILES MEDIANO.	GENITMEDB/10	BOLSA C/10 PIEZAS	100 BOLSAS

Marca: DL

Hecho por: Grupo Industrial Poseidón

Registro Sanitario: 1247C98SSA

Jeringas de Bajo Espacio Muerto

Jeringas de innovación en el mercado mexicano, estériles y desechables, con aguja hipodérmica, de Bajo Espacio Muerto, diseñadas para reducir el desperdicio de las soluciones en por lo menos 80% respecto de las jeringas convencionales, cuentan con espacio muerto menor a 0.02 ml o 0.01 ml dependiendo del calibre y longitud de la aguja. Fabricadas con polipropileno 100% virgen y materiales grado médico, libres de látex, no tóxicas y libres de pirógenos. Disponibles en múltiples capacidades de jeringa y en distintos calibres y longitudes de aguja. Las versiones con doble aguja cuentan con un émbolo de seguridad que inhabilita su reutilización.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 0.5ML CON DOBLE AGUJA 20GX32MM Y 25GX25MM BAJO ESPACIO MUERTO.	JV0.520322525LDS	CAJA C/100 PIEZAS	1 CAJA
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 1 ML CON DOBLE AGUJA 20GX32MM Y 25GX25MM BAJO ESPACIO MUERTO.	JV0.120322525LDS	CAJA C/100 PIEZAS	1 CAJA
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 0.5ML CON DOBLE AGUJA 20GX32MM Y 22GX32MM BAJO ESPACIO MUERTO.	JV0.520322232LDS	CAPLE C/50 PIEZAS	1 CAJA
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 1 ML., CON AGUJA 23GX25MM BAJO ESPACIO MUERTO.	J012325P LDS	CAJA C/100 PIEZAS	1 CAJA
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 1 ML., CON AGUJA 25GX25MM BAJO ESPACIO MUERTO.	J012525P LDS	CAJA C/100 PIEZAS	1 CAJA

Marca: DL

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 01166C99SSA

Jeringas Generales

Jeringas hipodérmicas desechables, estériles, atóxicas, fabricadas de polipropileno y materiales grado médico, DL cuenta con un portafolio basto y variable en cuanto a sus capacidades de 3ml, 5ml, 10 ml y 20ml, con o sin aguja. Agujas de distintos calibres y distintas presentaciones para su venta al público.



Marca: DL

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 01166C99SSA

Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
JERINGA DE 3 ML. SIN AGUJA.	J03P	CAJA C/100 PIEZAS	16 CAJAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 3 ML. BOLSA C/3 21X32MM.	J032132B/3	BOLSA C/3 PIEZAS	50 BOLSAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 3 ML. BOLSA C/3 22X32MM	J032232B/3	BOLSA C/3 PIEZAS	50 BOLSAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 3 ML. BOLSA C/3 23X25MM.	J032325B/3	BOLSA C/3 PIEZAS	50 BOLSAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 3 ML., CON AGUJA 21X32MM.	J032132C5	CAPLE C/5 PIEZAS	40 CAPLES
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 3 ML., CON AGUJA 22X32MM.	J032232C5	CAPLE C/5 PIEZAS	40 CAPLES
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 3 ML., CON AGUJA 23X25MM.	J032325C5	CAPLE C/5 PIEZAS	40 CAPLES
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 3 ML., CON AGUJA 20X32.	J032032P	CAJA C/100 PIEZAS	16 CAJAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 3 ML., CON AGUJA 21X32MM.	J032132P	CAJA C/100 PIEZAS	16 CAJAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 3 ML., CON AGUJA 22X32MM.	J032232P	CAJA C/100 PIEZAS	16 CAJAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 3 ML., CON AGUJA 23X25MM.	J032325P	CAJA C/100 PIEZAS	16 CAJAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 3 ML., CON AGUJA DESENSAMBLADA 21X32MM.	J032132P DES	CAJA C/100 PIEZAS	1 CAJA
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 3 ML., CON AGUJA DESENSAMBLADA 23X25MM.	J032325P DES	CAJA C/100 PIEZAS	1 CAJA
JERINGA DE 5 ML. SIN AGUJA.	J05P	CAJA C/100 PIEZAS	12 CAJAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 5 ML. BOLSA C/3 21X32MM.	J052132B/3	BOLSA C/3 PIEZAS	50 BOLSAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 5 ML. BOLSA C/3 22X32MM.	J052232B/3	BOLSA C/3 PIEZAS	50 BOLSAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 5 ML., CON AGUJA 21X32MM.	J052132C5	CAPLE C/5 PIEZAS	40 CAPLES
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 5 ML., CON AGUJA 22X32MM.	J052232C5	CAPLE C/5 PIEZAS	40 CAPLES
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 5 ML., CON AGUJA 20X32MM.	J052032P	CAJA C/100 PIEZAS	12 CAJAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 5 ML., CON AGUJA 21X32MM.	J052132P	CAJA C/100 PIEZAS	12 CAJAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 5 ML., CON AGUJA 22X32MM.	J052232P	CAJA C/100 PIEZAS	12 CAJAS
JERINGA DE 10 ML. SIN AGUJA.	J10P	CAJA C/100 PIEZAS	8 CAJAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 10 ML., CON AGUJA 20X32MM.	J102032P	CAJA C/100 PIEZAS	8 CAJAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 10 ML., CON AGUJA 20X38MM.	J102038P	CAJA C/100 PIEZAS	8 CAJAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 10 ML., CON AGUJA 21X32MM.	J102132P	CAJA C/100 PIEZAS	8 CAJAS
JERINGA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE 10 ML., CON AGUJA 22X32MM.	J102232P	CAJA C/100 PIEZAS	8 CAJAS
JERINGA DE 20 ML. SIN AGUJA.	J20P	CAJA C/50 PIEZAS	8 CAJAS

Jeringas de Insulina Unibody

Las jeringas para insulina unibody fabricadas y ensambladas con agujas en una sola pieza. Cuentan con materiales plásticos grado médico, no tóxicos y libres de látex por lo que no provocan reacciones tisulares, el acero inoxidable es austenítico equivalente al tipo AISI 304. Son estériles, desechables y libres de pirógenos.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 0.3 ML. CON AGUJA CALIBRE 31GX6MM (UNIBODY).	J0.33106 B/5	BOLSA B/5 PIEZAS	100 BOLSAS
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 0.3 ML. CON AGUJA CALIBRE 31GX6MM (UNIBODY).	J0.33106 C/10	CAPLE C/10 PIEZAS	10 CAPLES
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 0.3 ML. CON AGUJA CALIBRE 31GX6MM (UNIBODY).	J0.33106 C/100	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 0.3 ML. CON AGUJA CALIBRE 32GX6MM (UNIBODY).	J0.33206 C/10	CAPLE C/10 PIEZAS	10 CAJAS
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 0.3 ML. CON AGUJA CALIBRE 32GX6MM (UNIBODY).	J0.33206 C/100	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 0.5 ML. CON AGUJA CALIBRE 31GX8MM (UNIBODY).	J0.53108 B/5	BOLSA B/5 PIEZAS	50 BOLSAS
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 0.5 ML. CON AGUJA CALIBRE 31GX8MM (UNIBODY).	J0.53108 C/10	CAPLE C/10 PIEZAS	40 CAPLES
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 0.5 ML. CON AGUJA CALIBRE 31GX8MM (UNIBODY).	J0.53108 C/100	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 1 ML. CON AGUJA CALIBRE 30GX13MM (UNIBODY).	J013013 B/5	BOLSA C/5 PIEZAS	50 BOLSAS
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 1 ML. CON AGUJA CALIBRE 30GX13MM (UNIBODY).	J013013 C/10	CAPLE C/10 PIEZAS	40 CAPLES
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 1 ML. CON AGUJA CALIBRE 30GX13MM (UNIBODY).	J013013 C/100	CAJA C/100 PIEZAS	10 CAJAS

Marca: DL

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 01166C99SSA

Jeringas de Insulina con Aguja Desensamblable

Las jeringas DL para insulina de 1ml de capacidad son estériles, desechables, libres de látex y de pirógenos, con aguja de acero inoxidable grado médico de diferentes calibres, con conexión Luer Slip.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 1 ML. CON AGUJA CALIBRE 27GX13MM.	J012713P	CAJA C/200 PIEZAS	12 CAJAS
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 1 ML. CON AGUJA CALIBRE 29X13MM.	J012913B/5	BOLSA C/5 PIEZAS	50 BOLSAS
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 1 ML. CON AGUJA CALIBRE 29MX13MM.	J012913C10	CAPLE C/10 PIEZAS	12 CAPLES
JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE ESTÉRIL PARA INSULINA DE 1 ML. CON AGUJA CALIBRE 29GX13MM.	J012913P	CAJA C/200 PIEZAS	12 CAJAS

Marca: DL

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 01166C99SSA

Hojas de Bisturí

Fabricadas en México de acero inoxidable grado médico, nuestras hojas de bisturí son elaboradas con estándares apegados a la norma en filo y dureza, contamos con una gama completa de medida y tamaño para mangos de bisturí #3 y #4. Esterilizadas por irradiación gamma y desechables.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
HOJAS PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, NÚMERO 10.	BISDLP10	CAJA C/100 PIEZAS	50 CAJAS
HOJAS PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, NÚMERO 11.	BISDLP11	CAJA C/100 PIEZAS	50 CAJAS
HOJAS PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, NÚMERO 12.	BISDLP12	CAJA C/100 PIEZAS	50 CAJAS
HOJAS PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, NÚMERO 15.	BISDLP15	CAJA C/100 PIEZAS	50 CAJAS
HOJAS PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, NÚMERO 20.	BISDLP20	CAJA C/100 PIEZAS	50 CAJAS
HOJAS PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, NÚMERO 21.	BISDLP21	CAJA C/100 PIEZAS	50 CAJAS
HOJAS PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, NÚMERO 22.	BISDLP22	CAJA C/100 PIEZAS	50 CAJAS
HOJAS PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, NÚMERO 23.	BISDLP23	CAJA C/100 PIEZAS	50 CAJAS
HOJAS PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, NÚMERO 24.	BISDLP24	CAJA C/100 PIEZAS	50 CAJAS

Marca: DLP

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 1660E96SSA

Cepillo Citológico

Para uso médico , utilizado para la recolección celular del canal endocervical, está integrado por filamentos de plástico, distribuidos en forma de espiral y están unidos firmemente a una base de alambre que evita el desprendimiento de los mismos. Es un producto desechable fabricado con Nylon 6.12, 100% virgen, lo que garantiza inocuidad y que esté libre de cualquier coloración. Se compone de un mango de ABS aristado en forma octagonal, alambre de acero inoxidable y monofilamento, es empacado individualmente en un blíster en versión estéril o no estéril.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLÓGICO ESTÉRIL, CAJA CON 200 PIEZAS.	CEPILESTCO	PIEZA	200 PIEZAS
CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLÓGICO NO ESTÉRIL, CAJA CON 200 PIEZAS.	CEPILP	PIEZA	200 PIEZAS

Marca: DL

Hecho por: DL Médica

Registro Sanitario: 0357R97SSA

Cubre bocas

En DL fabricamos cubrebocas 100% mexicanos de la más alta calidad para uso clínico, quirúrgico y personal.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
CUBREBOCAS QUIRÚRGICO ELABORADO CON TRES CAPAS DE TELA NO TEJIDA.	CUBTRIIM C/50	CAPLE C/50 PIEZAS	40 CAPLES
CUBREBOCAS QUIRÚRGICO ELABORADO CON TRES CAPAS DE TELA NO TEJIDA INFANTIL (AZUL Y ROSA).	CUBTRIINFA C/50	CAPLE C/50 PIEZAS	40 CAPLES

Marca: DL

Hecho por: Profilatex

Registro Sanitario: 0576C2021SSA

Espejo Vaginal

Dispositivo de uso médico auxiliar en la realización del examen del canal endocervical. Su diseño ergonómico garantiza al área médica una inserción, manipulación y retiro fácil y seguro ya que cuenta con un mecanismo de auto retención con 6 diferentes aperturas que se pueden seleccionar de acuerdo al paciente. Es un producto desechable, fabricado con poliestireno cristal grado médico 100% virgen, tiene una alta transparencia y resistencia, soportando una fuerza mayor a 2 Kg. Se cuenta con dos presentaciones estéril y no estéril. Tamaño mediano.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
ESPEJO VAGINAL ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO FEELING, EMPAQUE INDIVIDUAL. DE CREMALLERA.	ESPEVEFEELING	PIEZA	CAJA C/100 PIEZAS
ESPEJO VAGINAL NO ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO FEELING, EMPAQUE INDIVIDUAL. DE CREMALLERA.	ESPEVNEFEELING	PIEZA	CAJA C/100 PIEZAS

Marca: Feeling

Hecho por: Profilatex

Registro Sanitario: 0212E97SSA

Toallitas

DL ofrece toallas para desinfección, nuestras toallitas alcoholadas elaboradas de fibra sintética impregnada de alcohol isopropílico al 70% y nuestras toallitas húmedas con cloruro de benzalconio. Los dos productos de uso tópico para piel y manos ofrecen un alto porcentaje de desinfección.



Descripción	Clave	Presentación	Corrugado
TOALLITAS ALCOHOLADAS.	TAC100	CAJA C/100 PIEZAS	12 CAJAS
TOALLITAS ALCOHOLADAS EXHIBIDOR.	TAC 24X6	EXHIB C/24, BOLSAS 6/PZAS	12 EXHIBIDORES
TOALLA HÚMEDA ANTIBACTERIAL DL B/12.	THABC100	BOLSA C/12 PIEZAS	100 BOLSAS
TOALLA HÚMEDA ANTIBACTERIAL DL C/100.	THABC100	CAJA C/100 PIEZAS	12 CAJAS

Marca: DL

Hecho por: DL Medica

Registro Sanitario: 1569C2006 SSA